

SDSR
MEDICAL



Handicap - Mobilité - Confort



Lits médicaux



Fauteuils roulants



Prévention D'escarres



Fauteuils à pousser



Releveurs

 05 61 70 10 54



**40 ANS
D'EXPÉRIENCE**

SDSR **MEDICAL**

Commander en toute simplicité

Par téléphone

05 61 70 10 54

Horaires :

Du mardi au vendredi :
Samedi :

Du mardi au vendredi :

Téléphone

Par fax

05 61 70 76 00

7 jours sur 7, 24 heures sur 24

9 h à 12 h 00 / 14 h à 19 h
9 h à 12 h 30

14 h 30 à 19 h

05 61 74 66 91

Par courrier

SDSR Médical

7, avenue de Villemur
31140 SAINT-ALBAN

SDSR Médical

14, rue de la Gravette
31150 GRATENTOUR

Pour toute demande par mail : sdsrmed@gmail.com

Consultez notre site internet : www.sdsrmedical.com

SDSR évolue pour mieux répondre à vos besoins

- La Livraison rapide.
Elle s'effectue à domicile dans les plus brefs délais.
Vous pouvez bien sûr retirer vous-même vos articles dans votre magasin.
- La garantie de trouver des produits aux prix les plus bas du marché.
Vous bénéficiez d'une garantie de 1 an sur tous les produits de ce catalogue.
- Une sélection d'articles professionnels aux normes européennes.
De nombreuses nouveautés, des prix spéciaux pour les achats en quantités.
Retrouver ces produits identifiés par : **Nouveau**
- Pour le financement de votre matériel, bénéficiez de différentes facilités de paiement : en 2 fois, en 3 fois et en carte bancaire.
- La plupart de nos produits sont disponibles en stock. Ce service nous permet de vous livrer directement chez vous dans les meilleures conditions.
De plus nous vous offrons la livraison gratuite dans un rayon de 50 km à partir de 59 € d'achats (Pour les commandes inférieures à 59 euros : frais de livraison de 9,50 euros TTC).



Magasin de Gratenour

Nos atouts : Les meilleurs services

Il est rassurant de savoir que vous pouvez compter sur nous*

Conseillez vos patients

SOMMAIRE

■	LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL	
	Lits électriques / Lits XXL / Lits Alzheimer / Accessoires	4-5
	Lève-personne / Verticalisateurs / Fauteuils roulants / Aides au transfert	6-7
■	AIDE À LA PRÉVENTION D'ESCARRES	
	Matelas anti-escarres	8-9
	Coussins anti-escarres	10
	Coussins de confort	11
	Sangles de Maintien / Positionnements divers	12
	Coussins de positionnement	13
■	AIDE À LA MOBILITÉ	
	Déambulateurs	14
	Chaussures de confort	15
	Fauteuils roulants	16-17
	Fauteuils roulants électriques	18
	Sieges coquilles et fauteuils à pousser	19
	La complémentation orale	20
	Aides au transfert et Rampes d'accès	21
	Aides techniques	22-23
■	PRODUITS DE CONFORT ET PÉRIPHÉRIQUES	
	Chaleur douce / Confort et Bien être	24-25
	Tables de lits et divers / Fauteuils de repos et releveurs	26-29
■	TOILETTE & BAIN	
	Elévateur et aides au bain	30-31
	Aides à la douche et chaises douche	32-33
	Rehausse wc et hygiène de la chambre/ Fauteuils garde robe	34-35
■	HYGIÈNE	
	Incontinence Hartmann / Tena	36-37
■	DIAGNOSTIC	
	Thermomètres et tensiomètres Omron	38
	Matériel médical	39
■	CONFORT ET BIEN ÊTRE	
	Aérosols et pesage SECA	40
	Pressothérapie et rééducation	41
	Forme et fitness	42
	Les prises en charge / Les financements	43

* Opter pour **SDSR** c'est aussi bénéficier d'un service Après-Vente et d'un Service à la clientèle attentifs, novateurs et de première qualité qui sont les valeurs typiques à

SDSR

La chambre

Lit médicalisé électrique

Selon vos goûts,
SDSR
vous propose
toute une gamme
de mobiliers
colorés qui sauront
réchauffer
votre quotidien
par leurs jolies
tendances.



* Location lit électrique : préciser + barrières + potence, durée 1 an
+ achat d'un matelas anti-escarres

Tarif LPPR à 100 %



Lit électrique avec barrières et potence

Lit électrique Louis-Philippe

Sommier 2000 x 900 mm à lattes.
Hauteur variable électrique de 34 à 88 cm.
relève-buste électrique (70°)
Relève-Jambes autobloquant (70°)
(électrique en option) 4 roues à freins.
2 supports, potence d'angle et tige porte-sérum
Charge maxi soulevée \pm 250 kg
Montage et démontage rapides, entretien facile.

Barre de redressement de lit



Poignée de sortie de lit s'adaptant
au lit facilement, pour aider lors du
transfert hors et vers le lit. Légère et
robuste.

Prix :



Possibilité location lit électrique avec demi-barrières.

LITS XXL

Lit médicalisé largeur 120 cm



- Pour les personnes de 135 à 270 kg
- Relève-buste électrique
- Relève-jambes manuel ou électrique à plicature
- Largeur 120 cm (et 140 cm sur demande)
- Poids max patient 270 Kg

* Location lit électrique largeur 120 cm préciser barrières, potence, durée 1 an + achat matelas anti-escarres

Tarif LPPR à 100 %

Lit médicalisé largeur 140 cm pour les couples



Lit médicalisé adapté pour les couples. S'adapte aux besoins de chacun afin de privilégier un style plus moderne et hôtelier.

- Pour les personnes de 135 à 270 kg
- Relève-buste électrique
- Relève-jambes manuel ou électrique.
- Largeur 140 cm.
- Poids max patient 270 Kg

Lit Alzheimer ultra-bas largeur 120 cm



Hauteur variable de 27 à 72 cm.
Poids maxi patient 240 kg. (sur demande).

Tapis d'amortissement de chute.



Spécialement étudiée, la mousse apporte une excellente protection en cas de chute. Il est pliable pour se ranger facilement. Conçu pour les lits Alzheimer en position basse.

Prix :

Lits Alzheimer

Lit Alzheimer ultra-bas



Hauteur variable de 22 à 78 cm

Prévention des chutes graves pour les patients confus souffrant de la maladie d'Alzheimer ou assimilée.

Hauteur variable de 22 cm à 78 cm, avec relève-buste électrique, relève-jambes manuel ou électrique à plicature, poids max patients 135 kg. Châssis permettant le passage des lève-patients et tables à manger sous l'intégralité du lit.

* Location lit électrique pour maladie ALZHEIMER, préciser barrières, potence, durée 1 an + achat d'un matelas anti-escarres

Tarif LPPR à 100 %



Protection de barrières

Intérieur en mousse non feu M4. Extérieur en PVC blanc non feu M1. Disponible à l'unité ou à la paire.

Prix :

Aides au transfert

Soulève-personne électrique Birdie

SDSR

vous propose des accessoires adaptés à chaque situation de transfert, afin d'améliorer le confort du patient et de faciliter la manipulation de l'appareil par l'entourage familial et médical



Lève personne électrique pour tous types de transferts, s'adapte aux espaces les plus exigus, spécialement conçu pour un usage au domicile et en collectivité
Capacité de levage : 180 Kg
Pliage facile. Rotation du fléau 360°
Amplitude de bras : 38 à 171 cm
Transfert et relevage au sol
Poids : 35 Kg
livré avec une sangle universelle.

Lève-personne électrique compact



Capacité de levage : 150 Kg
Poids : 31 Kg
Transfert lit et fauteuil, relevage au sol.
Livré avec sangle medium ou large ou XXL.

* Location soulève-malade électrique avec sangle, durée 1 an

Tarif LPPR à 100 %

Verticalisateur Way up mini



Nouveau

Tout petit verticalisateur pour le transfert rapide du lit vers le fauteuil roulant et du fauteuil aux toilettes.

* Location d'un appareil de verticalisation

Tarif LPPR à 100 %

Verticalisateur pour transferts rapides



Reconnu par de nombreux services de soins à domicile, est à la fois rapide, confortable, compact et maniable.

Il permet d'effectuer un change et une toilette intime sans difficulté.
Transportable plié. Système de sécurité, garantie 3 ans, 1 an pour la batterie

Ecartement des pieds 54 et 94 cm.
Capacité de levage : 150 Kg
Amplitude de bras : 87 à 131 cm
Poids : 35 Kg

* Location soulève-malade électrique avec sangle, durée 1 an

Tarif LPPR à 100 %

Aides au transfert

Fauteuil roulant aluminium Action 4

Profondeurs d'assise :
40 à 45 cm
Largeur d'assise :
38-40-43-45,5-48 cm
Poids maxi utilisateur :
125 Kg
Poids : 13 Kg



Fauteuil roulant Eclips

Largeur d'assise :
39-42-44-46-48-50-55 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
Poids : 14 Kg



Fauteuil léger.
Revêtement nylon noir.
Roues avant 6" et roues
arrière 24" alu.
Repose-pieds escamota-
ble, rabattable et réglable
en profondeur.
Accoudoirs crantés rabattables
et démontables.
7 largeurs d'assise de 39 à 55 cm
Poids à partir de 14 Kg.
Capacité de charge : 130 Kg

* Location d'un fauteuil roulant durée 1 an + achat d'un coussin anti-escarres
Préciser avec les repose-jambes droit ou gauche.

Tarif LPPR à 100 %

Coussin d'assise + Dossieret



Améliore la stabilité latérale grâce aux « boudins »
latéraux et contribue à la diminution du « glisser-avant »
par maintien et stabilisation de la zone du bassin et
élimine les douleurs de la zone dorsale. Pour rendre plus
confortable un fauteuil roulant

* Achat d'un pack coussin anti-escarres + dossieret

Tarif LPPR à 100 %

Fauteuil roulant de transfert

Largeur d'assise : 42-48 cm
Poids maxi utilisateur : 115 Kg
Poids : de 9,40 Kg



Tarif LPPR à 100 %

* Location d'un fauteuil roulant de transfert. Préciser les
repose-jambes durée 1 an + achat d'un coussin
anti-escarres

Drap de glisse



Le transfert manuel

Disque rotatif

Pour la giration en station
debout, ce disque tour-
nant en polypropylène
sur structure ABS permet
une rotation sans résis-
tance.

Glissement optimisé
grâce à une couronne de
billes intermédiaire. Pra-
tique et facile à utiliser.


Prix :



Matelas anti-escarres

Matelas CLASSE 1 A et 1 B

Matelas 1 partie de type gaufrier moulé + housse



Reduction du cisaillement des tissus par la mobilité des plots

Matelas 4 pans coupés pour plus d'espace pour la potence. Matelas une partie moulé, doté d'une mousse haute résilience conférant durablement souplesse, confort, douceur au toucher et résistance aux multiples agressions extérieures. Livré avec une housse. Existe en 3 parties.
Dimensions : 195 x 85 x 14,5 cm

* Achat matelas anti-escarres GAUFRIER CLASSE 1 A

Tarif LPPR à 100 %

Classe 1A : Les supports de la classe 1A se différencient par une prise en charge qui est assurée dans la limite d'un matelas maximum par an.

Matelas EPSUS monobloc + housse intégrale



Pour des risques d'escarre moyen à élevé, ce matelas associe des modules dont les portances sont adaptés aux différentes parties du corps. Bordure ferme de 15 cm de large sur la longueur permettant de faciliter les transferts.

Poids maxi patient 120 kg

* Achat matelas anti-escarres CLASSE 1 B

Tarif LPPR à 100 %

Classe 1B : Les supports de la classe 1A se différencient par une prise en charge qui est assurée dans la limite d'un matelas maximum tous les deux ans.

Matelas CLASSE 2

Matelas ALOVA Triportance à décharge Talonnière 1 partie + housse intégrale




Matelas en mousse viscoélastique à mémoire de forme ALOVA. L'effet mémoire permet un moulage précis et tout en douceur du corps, entraînant une très nette diminution des pressions transcutanées. Il est protégé par une housse imperméable aux liquides mais perméable à la vapeur d'eau et à l'air, adaptée à l'incontinence. Elle diminue les effets de macération et facilite la respiration cutanée.

Matelas avec Réduction optimale des pressions en regard des zones à risque grâce à la proclive du segment jambier associé à la multiportance du matelas ALOVA. Disponible en largeur 90 cm poids maxi de 120 kg, 120cm ou 140 cm pour des poids maxi de 135 à 270 Kg.

* Achat matelas à mémoire de forme ALOVA CLASSE 2

Tarif LPPR à 100 %

Matelas ALOVA Largeur 120 cm XL



Poids utilisateur : 30 à 150 Kg.

Existe aussi en version XXL pour un poids utilisateur : 135 à 270 Kg.

* Achat matelas anti-escarres CLASSE 2 L 120 cm

Tarif LPPR à 100 %

Matelas CLASSE 2 et CLASSE 3

Matelas CARGUMIXT, à mémoire de forme 1 partie + housse intégrale



Le matelas CARGUMIXT Multi-forme est constitué d'une mousse Viscolux, dite à mémoire de forme dont la découpe exclusive garantit une réelle immersion de l'ensemble du corps, et apporte enfin solution aux principaux problèmes de la mousse viscoélastique : phénomènes de friction, de cisaillement et surtout de macération. Dimensions : 195 x 90 x 14 cm haut. Il s'adapte à toutes les morphologies, confortable, ergonomique, il remplace le matelas d'hébergement. Recouvert d'une housse inégrale.

Poids Maxi : 120 Kg

* Achat matelas anti-escarres CLASSE 2

Tarif LPPR à 100 %

Classe 2 : Leur prise en charge est assurée dans la limite d'un matelas maximum tous les 3 ans.

Matelas CLASSE 3

Le matelas CLASSE 3 est protégé d'une housse intégrale DARTEX.



Matelas en mousse à très haute élasticité, destiné aux patients avec un haut ou très haut risque d'escarre.

Ce matelas est la réponse aux problèmes de plaies de pression. Il a un effet antalgique qui permet au patient à haut seuil de douleur de se reposer et donc de retrouver le sommeil. Il est livré avec une housse intégrale en tissu classée M1, imperméable aux liquides et perméable à l'air. La housse est également bactériostatique, fongistatique et anallergique, ce qui permet un contact direct avec la peau.

Dim : 196 x 87 x 17 cm

Poids Maxi : 110 Kg

* Achat matelas anti-escarres CLASSE 3

Tarif LPPR à 100 %

Classe 3 : La prise en charge est assurée dans la limite d'un matelas maximum tous les 5 ans.

Compresseur pour surmatelas à air Matelas Axtair One Plus



Support à air motorisé efficace pour l'aide à la prévention et au traitement des escarres.

Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage. Mode dynamique.

Ce matelas à air est constitué de modes thérapeutiques et est muni d'alarmes visuelles en cas de chute de pression et de rupture d'alimentation électrique.

Cycle d'alternance toutes les 3 minutes.

Plus de 4000 changements de position par 24 heures.

Dimensions : 195 x 87 x 17 cm

Poids Maxi : 150 Kg

Surmatelas à air largeur 120 cm

Nouveau



Prévention et traitement d'escarres multiples, calcul automatique et continu de la pression de gonflage adaptée au patient. Alarme visuelles et sonores, verrouillage automatique du clavier, gonflage rapide, nouvelle vanne CPR.

Trois modes d'aide aux soins. Pour le domicile, la collectivité et l'hôpital.

Poids mini/maxi supporté : 30 / 165 Kg

* Location d'un compresseur à air dynamique durée 1 an + surmatelas à air

Tarif LPPR à 100 %

Matelas anti-escarres

Coussins CLASSE 1 B

Outre les matelas, la prévention de l'escarre passe aussi par le choix de coussins spécifiques, qui vous permettront de vous asseoir sans risque.

Coussin Gelscar



Le coussin Gelscar en gel viscofluide modelant s'adapte avec précision à la morphologie du corps et diminue ainsi la pression. Sécurisation de l'assise par 4 cordons cousus aux 4 coins. Isotherme par les propriétés de l'enveloppe en néoprène cellulaire.
Dimensions : 40 x 40 x 3,2 cm et 43 x 45 x 3,5 cm.
Existe aussi en version pleine.
Poids maxi : 110 Kg.

Coussin gel



Dimensions : 40 x 40 x 3 cm
43 x 43 x 3 cm.

- Réduction des pressions maximales par immersion du corps dans un gel fluide supporté par une mousse de haute résistance.
- Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.
- Thermorégulation par perméabilité de la protection à la vapeur d'eau.

* Achat d'un coussin anti-escarres classe 1 B

Tarif > LPPR

Tarif > LPPR

Coussins CLASSE 2

Coussin à mémoire de forme



Coussin anatomique moulé en mousse viscoélastique 80 Kg/m³ avec insert anti-poinçonnement. Excellente stabilité et grand confort pour l'utilisateur qui est ainsi exactement positionné sur son fauteuil. Léger et maniable.
Dimensions : 42 x 42 x 8 cm.
Livré avec 2 housses en promust.
Existe en plusieurs tailles.
Poids maxi : 100 Kg.

Coussin galbé ALOVA



Coussin moulé en matière viscoélastique pour utilisateurs de 30 à 200 Kg. Galbes ischiatiques positionnés sur la face supéro postérieure et rotateur externe à l'avant. Décharge sacro-coccygienne.
Dimensions : 43 x 43 x 9 cm.
Livré avec 2 housses en promust.

Tarif LPPR à 100 %

* Achat d'un coussin anti-escarres classe 2

Tarif LPPR à 100 %

Coussin Iskio à mémoire de forme



Nouveau

Pour la prévention des escarres, notamment liés à un trouble de la statique posturale au fauteuil.
Mousse viscoélastique de 80 Kg/M³ avec insert en mousse haute résilience : décharge des saillies osseuses et répartition des pressions.
3 tailles disponibles.
Poids patient max. : 150 Kg.

Coussin à air



Coussin à cellules pneumatiques de prévention et d'aide au traitement de l'escarre, particulièrement conseillé, pour les personnes âgées. Les cellules sont reliées entre elles par des canalisations dans lesquelles l'air circule librement. Livré avec deux protections amovibles, imperméables, respirantes et une poire de gonflage. Existe en mono et tri compartiment en 7 ou 10 cm de hauteur. Dispositif de gonflage facile d'accès par le patient ou le soignant.
Poids maxi : 150 kg

* Achat d'un coussin anti-escarres technique

* Achat d'un coussin anti-escarres classe 3

Tarif LPPR à 100 %

Tarif LPPR à 100 %

Oreiller ventilé



Hygiénique, anallergique, confort inégalé grâce à son enveloppe jersey enduit de polyuréthane et son garnissage en fibres creuses polyester siliconées (570 gr/oreiller). Système unique de 2 aérateurs pour un effet ergonomique et un confort optimal grâce à un excellent soutien moulant de la tête et du cou. Enveloppe souple et silencieuse, imperméable aux liquides.

Dimensions : 60 x 60 cm.

Prix :


Pack de literie



Très confortable, ce pack est composé de 2 draps de dessous et 1 drap de dessus extensible pour lit de 90 cm. Coloris bleu ou blanc.

Prix :

Oreiller visco-végétal à mémoire de forme



Une innovation écologique !

Mousse à mémoire de forme enrichie au charbon actif de bambou. La mousse végétale-bambou est réalisée en mousse visco-élastique et au charbon actif de bambou. Sa conception mémoire de forme permet d'épouser la forme du corps sans aucun point de pression. Elle laisse circuler l'air pour passer une nuit réparatrice sans échauffement. Le charbon actif de bambou, unique et innovant, permet de purifier l'air expiré par votre oreiller végétal, contrairement aux oreillers classiques. Grâce à sa conception aérée, il contribue à absorber naturellement l'humidité dégagée par le corps au cours de la nuit. Couchage : sur le ventre, le dos et le côté. Oreiller Thalasso 57 x 37 cm

Prix :



Les oreillers à charbon de bambou existent en format : 47 x 30 cm et 57 x 37 cm (Cervical)

Prix :

Oreiller ergonomique à mémoire de forme



Oreiller en mousse viscoélastique à mémoire de forme pour un sommeil réparateur. Anatomique, thermosensible, anti-bactérien et anti-allergique. Livré avec sa housse Stop Acar Traité BI-Ome®. La housse anti-bactérienne souple, agréable lavable apporte une sensation de bien-être. Dimension : 50 x 30 cm

Prix :

Oreiller Végétal Thalasso



Avec forme biseautée idéale pour dormir sur le ventre. dimensions : 50 x 50 cm

Prix :

Surmatelas visco végétal bambou

Transformez votre literie en pur moment de confort. Intégralement réalisé en mousse à mémoire de forme. Notre surmatelas se pose directement sur le matelas existant afin d'en améliorer substantiellement le confort. La mousse visco-élastique utilisée est dotée d'une élasticité exceptionnelle et offre une résilience plus élevée que les mousses traditionnelles.

Le surmatelas épouse fidèlement la forme du corps et éliminant les points de pressions sur les surfaces de contact du corps. Il est particulièrement recommandé aux personnes souffrant de douleurs articulaires, musculaires et cervicales.

Notre mousse est enrichie au charbon actif de bambou qui permet de réguler efficacement le taux d'humidité et d'empêcher la dépose de bactéries. Cette mousse est thermosensible, elle réagit à la chaleur du corps et procure une bonne oxygénation.

Le surmatelas est équipé d'une sous-housse et d'une housse très douce et épaisse en velours. Cette housse est amovible et lavable à 40°.

Épaisseur : 5 cm. 4 dimensions disponibles en fonction de votre literie existante.



80 x 200 cm
90 x 190 cm
140 x 190 cm
160 x 200 cm



Coussin universel



Il maintient et cale le patient au niveau de l'abdomen lors du positionnement en décubitus latéral. Il peut s'utiliser entre les jambes, sous les talons et sous la tête comme oreiller.

Coussins de positionnement

Coussin triangulaire et semi latéral 30°



Ce coussin s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il maintient et cale confortablement le patient au niveau de l'abdomen lors du positionnement en décubitus semi-latéral.

* Achat d'un coussin de positionnement modulaire

Tarif LPPR à 100 %

Coussin demi-lune



Il maintient et cale confortablement le dos du patient lors d'un positionnement en décubitus latéral, et en position assise lors de l'utilisation du relève buste.

Coussin semi fowler



Ce coussin s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il maintient et cale confortablement le patient en position semi-Fowler (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°).

* Achat d'un coussin de positionnement modulaire


Tarif LPPR à 100 %

Coussin de décubitus latéral



Il maintient et cale le patient au niveau des épaules, du dos, des hanches et des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. Il limite les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, et protège les malléoles.

Coussin cylindrique



Il maintient et cale le patient au niveau de l'abdomen lors du positionnement en décubitus latéral. Il peut s'utiliser entre les jambes sous les talons et sous les chevilles pour faire de la décharge talonnière.

Cale semi-latérale



Grâce à ses formes moulées parfaitement anatomiques et à sa structure en Alova, la cale offre au patient confort et stabilité. Cette cale peut être utilisée à droite comme à gauche.

* Achat d'un coussin de positionnement standard

* Achat d'une cale semi-latérale de positionnement

Tarif LPPR à 100 %

Tarif LPPR à 100 %

Talonnière fond de lit



Cette talonnière permet la prise en charge de l'escarre constituée dans les situations de mobilité faible à normale. Patient lors d'un positionnement en décubitus latéral, et en position assise lors de l'utilisation du relève buste.

Coussin de décharge talonnière



Le coussin releveur de jambe favorise la circulation et décharge de la pression exercée sur les talons. Il permet de relever les jambes et s'adapte parfaitement à la morphologie.

Talonnière



Prévient l'apparition des escarres au niveau du talon. Utilisable au lit et ou fauteuil. Evidée au niveau du talon et des malléoles. Housse Pharmatex : résistante aux acariens, imperméable au liquide et perméable à l'air. Mousse viscoélastique; Non feu M4.

* Achat d'un coussin de positionnement


Tarif LPPR à 100 %

LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL MEDICAL

LIVRAISON, INSTALLATION À DOMICILE.

PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE.


MATÉRIEL ET MOBILIER POUR MÉDECINS ET INFIRMIÈRES



**7, avenue de Villemur
31140 SAINT-ALBAN
Tél : 05 61 70 10 54
Fax : 05 61 70 76 00**

Horaires :

**Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 00
et de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h 30**



**14, rue de la Gravette
31150 GRATENTOUR
Tél : 05 61 74 66 91
Fax : 05 61 70 76 00**

Horaires :

**Du mardi au vendredi
de 14 h 30 à 19 h**

Cachet distributeur

SDSR
MEDICAL