

**SDSR**

**MEDICAL**



# CATALOGUE

## PROFESSIONNELS

 **05 61 70 10 54**



30 ANS  
D'ACTIVITÉ



2 MAGASINS  
POUR VOUS CONSEILLER

# MEDICAL

Commander en toute simplicité

Par téléphone

**05 61 70 10 54**

**Horaires :**

Du mardi au vendredi :

Samedi :

Du mardi au vendredi :

Téléphone

Par fax

**05 61 70 76 00**

7 jours sur 7, 24 heures sur 24

9 h à 12 h 00 / 14 h à 19 h

9 h à 12 h 30

14 h 30 à 19 h

**05 61 74 66 91**

Par courrier

**SDSR Médical**

7, avenue de Villemur

31140 SAINT-ALBAN

**SDSR Médical**

14, rue de la Gravette

31150 GRATENTOUR

Pour toute demande par mail : [sdsrmed@gmail.com](mailto:sdsrmed@gmail.com)

Consultez notre site internet : [www.sdsrmedical.com](http://www.sdsrmedical.com)

## SDSR S'engage

- La Livraison rapide.  
Elle s'effectue à domicile dans les plus brefs délais.  
Vous pouvez bien sûr retirer vous-même vos articles dans votre magasin.
- La garantie de trouver des produits aux prix les plus bas du marché.  
Vous bénéficiez d'une garantie de 1 an sur tous les produits de ce catalogue.
- Une sélection d'articles professionnels aux normes européennes.  
De nombreuses nouveautés, le meilleur choix.
- Pour le financement de votre matériel, bénéficiez de différentes facilités de paiement : en 2 fois, en 3 fois et en carte bancaire.
- La plupart de nos produits sont disponibles en stock. Ce service nous permet de vous livrer directement chez vous dans les meilleures conditions.  
De plus nous vous offrons la livraison gratuite dans un rayon de 50 km à partir de 59 € d'achats (Pour les commandes inférieures à 59 euros : frais de livraison de 8,50 euros TTC).

## Sommaire

Electrothérapie

Page 1

Consommables instrumentation

Pages 2 à 9

Désinfection

Pages 10 à 11

Diagnostic

Pages 12 à 20

Mobilier Hygiène

Page 21 à 23

Handicap

Pages 24 à 25



Magasin de Gratentour

## Easy Tens

**Electrostimulateur antalgique compact et léger**  
Grâce à une combinaison de courants TENS, cet électro-stimulateur permet de soulager rapidement les douleurs de type dorsalgie, cervicalgie, sciaticque et autres tensions musculaires.

8 programmes antidouleur prédéfinis :

- TENS • TENS endorphinique • Sciaticque • Douleurs dos • Cervicales • Periarthrite scapulo-humérale • Drainage • Atrophie/récupération musculaire post-blessure.

De taille et de poids réduit, Easy Tens peut être porté en utilisation continue tout au long de la journée.

Caractéristiques techniques :

- Nombre de voies : 2. Fréquence : 1 à 110 Hz.
- Puissance : de 0 à 80 mA.
- Amplitude : de 50 à 300 µs.
- Alimentation : Pile 9V fournies.

Easy Tens REF 430020



## CEFAR PRIMO PRO

**Stimulateur complet dédié au traitement de la douleur**  
Tens préprogrammé pour neurostimulation transcutanée.

7 programmes :

TENS Conventionnel, Burst TENS, TENS à fréquence mixte, flow TENS, haute fréquence modulée, traitement facial, traitement des nausées + 3 programmes libres.

Ecran rétro-éclairé. Réglage automatique de l'intensité.

Caractéristiques techniques :

- 2 canaux
- Fréquence : 2 à 80 Hz
- Puissance : 0 à 60 mA
- Amplitude : 60 à 180 µs
- Forme des impulsions : selon les programmes
- Dimensions : L 120 x l 30 x 50 cm
- Poids : environ 180 g
- Livré avec chargeur et piles rechargeables
- Cefar Primo Pro
- REF PPRO

## DUO PRO

**L'essentiel de la rééducation Grande simplicité d'utilisation.**

Possibilité de personnalisation de la durée de chaque programme.

35 programmes :

- 7 programmes sport
  - 20 programmes Fitness
  - 8 programmes rééducation et inférieurs, Tens antalgique, cervicales, lombosciaticque
- Caractéristiques techniques :
- 2 voies dédoublables
  - Fréquence : 1 à 120 Hz
  - Amplitude : 50 à 320 µs
  - Intensité : 100 mA sur chaque canal
  - Alimentation : 3 piles LR3 fournies.
  - Electrostimulateur Duo Pro
  - REF DUOPRO




## CEFAR REHAB X2

Stimulateur 2 voies, polyvalent, antalgique et excitomoteur.

27 programmes prédéfinis, 3 plages libres de programmation, 5 modes de stimulation.

Réglage automatique de l'intensité. Caractéristiques techniques :

- 2 canaux indépendants réglables individuellement.
- Fréquence : 1 à 120 Hertz
- Puissance : 100 mA
- Amplitude : 50 à 300 µs
- Forme des impulsions : constantes rectangulaires symétriques compensées.
- Alimentation : 2 piles LR6.
- Electrostimulateur Rehab X2
- REF X2



# Rééducation, Sport 4 voies

## REHAB 400

**Tous les traitements standards en 1 seul appareil**

Le rehab 400 est le stimulateur regroupant l'essentiel des programmes nécessaires à tous les cabinets. Il est pensé pour une utilisation intense quotidienne.

Caractéristiques techniques :

- 4 canaux indépendants réglables individuellement.
- Fréquence : 1 à 150 Hz. Puissance 120 mA. Amplitude : 1 à 150 Hz. Forme des impulsions : rectangulaires biphasiques.
- Alimentation : batterie rechargeable. Livré avec manuel d'utilisation, guide clinique, 1 jeu de câbles à fiche banane 2 mm + 3 sachets d'électrodes.
- Electrostimulateur Rehab 400 + 40 électrodes 5 x 5 cm
- REF REHAB 400



**REPRISE DE VOTRE ANCIEN ELECTROSTIMULATEUR 4 VOIES POUR L'ACHAT D'UN COMPLEX 3**

## COMPLEX 3 PROFESSIONAL

**Pour aller plus loin en électrothérapie**

Technologie muscle intelligent : 4 capteurs mi-senseur mesurent les caractéristiques physiologiques du muscle, les analysent et adaptent les paramètres de stimulation. Visée antalgique et excito-motrice, dénerivation et traitements en courant direct.

Alimentation et autonomie : accumulateur NIMH rechargeable – environ 20 H d'autonomie

- Sorties : 4 canaux indépendants réglables individuellement
- Forme des impulsions : rectangulaire, courant constant, compensé symétrique
- Courant de sortie par canal : 0 à 120 mA
- Largeur de l'impulsion : 30 à 400 µs
- Fréquence : 1 à 150 hertz
- Durée des séances : 3 à 64 minutes
- Electrostimulateur Complex 3
- REF C3

## ENERGY MI-READY

**21 programmes sur 3 types d'applications pour sportifs réguliers**

L'appareil d'électrostimulation à destination des hommes et des femmes qui pratiquent leur sport de façon assidue, quel que soit leur niveau.

9 programmes sport/entraînement, 7 programmes santé, 5 programmes esthétique

Equipé de la technologie Mi (Muscle Intelligence) :

Adaptation automatique des paramètres à la physiologie de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

- 4 canaux indépendants
- Fréquence : 1 à 150 Hz, Puissance : de 0 à 120 mA
- Amplitude : 50 à 400 µs
- Formes des impulsions : rectangulaires, courant constant compensé
- Alimentation : batterie rechargeable
- Mi-Energy
- REF MECY



# Ultrasons, Magnétothérapie, Acupuncture

## MEDISOUND 3000

**Générateur d'ultrasons au design ergonomique et fonctionnel**

30 programmes libres

Caractéristiques techniques :

- Fréquence : 1 MHz et 3 MHz
- Tête étanche : 13,8 cm<sup>2</sup>
- Puissance : 3 W/cm<sup>2</sup>
- Mode d'émission : continu et pulsé 100 %, 80 %, 50 %, 25 %, 15 %, 10 %
- Contrôle de contact de la tête
- Ecran lumineux rétro-éclairé bleu
- Alimentation : secteur
- Dimensions : L 22 x l 17 x H 6 cm. Poids : 2,2 kg
- Medisound 3000 REF MED 3000
- Tête supplémentaire 1,80 cm<sup>2</sup>



## GLOBUS MAGNUM XL PRO

La nouvelle génération des appareils de magnétothérapie pour :

- Ostéoporose
- Traitement des lésions cutanées
- Tendinites, contractures, entorses

Traumatologie des tissus : régénération osseuse  
Réduction de la douleur – physiothérapie et rééducation

Caractéristiques techniques  
Globus Magnum XL PRO : 80 programmes prédéfinis + 10 plages libres pour programmation

Energie produite : 1 à 175 gauss (accroissement par paliers de 1 gauss)

2 canaux de sortie pour la connexion des diffuseurs (en gomme lavable 12 x 12 cm)

Diffuseurs de fréquence de 1 à 200 Hz

Alimentation sur secteur

Livré avec 2 diffuseurs, 1 mallette de transport, 1 câble de secteur et 1 mode d'emploi

Globus Magnum XL PRO

REF XLPRO



## APONCTEUR 2000

Détecteur, Acupuncture et auriculothérapie, stimulateur.

4 aiguilles ou électrodes, analgésie.

Caractéristiques techniques :

- Fréquence de 1 à 100 Hz
- Tension de 1 à 100 Volts
- 2 canaux de sortie pour la connexion des diffuseurs (4 aiguilles ou électrodes)
- Détecteur stimulateur par sonde intégré
- Alimentation sur batterie avec chargeur intégré
- Dimensions : L 22 x 14 x H 8 cm. Poids : 1,2 kg
- Livré avec 2 diffuseurs, 1 sonde et 1 électrode, 1 câble secteur et 1 mode d'emploi.
- REF AP2000 :

## Protection

**-20%**



### Masque de chirurgie

Masque à haute filtration de type II®  
Fixation par élastiques.  
En non tissé 3 plis.  
Barrette nasale antibuée.  
Norme EN 14683  
Filtration bactérienne supérieure à 99,9 %.  
La boîte de 50.  
REF MASQCH

### Masque FFP2 « Bec de canard »

Protège contre les poussières, solides et liquides d'aérosols.  
Norme EN 149.  
Recommandé contre la grippe aviaire et porcine.  
La boîte de 20 masques.  
REF MASQ FFP2

### Lunettes de protection

Polycarbonate transparent  
Ecran monobloc incolore avec grand champ de vision. Ventilation directe sur protection latérale intégrée.  
Perforation en bout de branches pour prise de collier de sécurité.  
Monture, coques et branches en polycarbonate transparent, oculaire en polycarbonate incolore.  
Poids : 40g.  
LUNETTES DE PROTECTION -20% LA PAIRE LA PAIRE > 10 REFLP



**-10%**



### Masques de protection respiratoire FFP 1-2-3

Protections des personnels soignants  
Masque respiratoire comportant une soupape pour un meilleur confort respiratoire. Minimise la sensation de chaleur. Type FFP2 avec valve.  
Efficacité de filtration maximale 92 %  
Maximal de pénétration 8 %  
MASQUES DE PROTECTION FFP 3M  
A Boîte 20 masques FFP2  
B Boîte 10 masques FFP3  
C CHARLOTTE RONDE  
Blanche. Boîte de 100.  
LCHPL :

### TABLIER DE PROTECTION ECOPRON

Sachet de 100.  
LCHPF :

### GANTS NITRILE NITRISKIN

La sécurité garantie !  
Confortable, le gant nitrile nitriskin offre une meilleure élasticité et une résistance bien supérieure au latex. Son absence de poudrage et de protéines de latex le destine tout particulièrement aux professionnels sensibles aux allergies. Son autre atout est qu'il résiste très bien aux produits chimiques, ce qui en fait l'un des gants les plus complets de sa catégorie. Non poudrés, non stériles.  
Boîte distributrice de 100 gants ambidextres bleus conforme aux normes EN 455/1/2/3.

NITRISKIN NITRILE		REF	-10%
TAILLE			LA BOITE LA BOITE > 10
S	6-7	SD11	
M	7-8	SD 12	
L	8-9	SD 13	
XL	9,5-10	SD 14	

## Gants et usage unique



### Gants Vinyle SENSINYL

Très bonne sensibilité tactile, poudrés  
Ce nouveau gant d'examen ambidextre présente une grande souplesse et une maniabilité accrue. Les plus difficiles auront entière satisfaction avec cet outil professionnel.  
Faiblement poudré. Non stériles.  
Conforme aux normes AFNOR NFS 97001 PR EN 4552.

GANTS VINYLE POUDRE			LA BOÎTE	-10 %
TAILLE	REF.			LA BOÎTE > 10
X/S	5-6	SD00		
S	6-7	SD01		
M	7-8	SD02		
L	8-9	SD03		



### Gants latex naturel SENSITEX

Ambidextre, non stérile  
Texture non glissante facilitant la préhension des instruments.  
Manchette bord roulé.  
Qualité conforme aux Normes Françaises, Européennes et Internationales : EN 46002.  
La boîte distributrice de 100 gants.

LATEX NATUREL POUDRES			LA BOÎTE	-10 %
TAILLE	REF.			LA BOÎTE > 10
X/S	5-6	SD00		
S	6-7	SD04		
M	7-8	SD05		
L	8-9	SD06		

LATEX NON POUDRES			LA BOÎTE	-10 %
TAILLE	REF.			LA BOÎTE > 10
S	6-7	SD07		
M	7-8	SD08		
L	8-9	SD09		



### Gants PVC Sensimax

Non poudrés, sans latex (polychlorure de vinyle, 100 % inodore)  
Gants vinyle proche de la texture du latex d'une excellente sensibilité tactile. Pour améliorer le confort et encore diminuer les risques d'allergie, ce gant est totalement dépoudré et conserve néanmoins un enfilage aisé ainsi qu'une excellente sensibilité au toucher. Manchettes plus longues et plus solides pour une meilleure protection.  
Boîte distributrice de 100 gants. Non stériles, ambidextres.

GANTS SENSIMAX PVC			LA BOÎTE	-10 %
TAILLE	REF.			LA BOÎTE > 10
S	6-7	SD001		
M	7-8	SD041		
L	8-9	SD051		
XL	9,5-10	SD061		



### Gants latex Sterixam

Double emballage stérile  
Hypoallergéniques et très faiblement poudrés à l'amidon végétal.  
Manchettes très longues (300 mm) à bords roulés. Face palmaire antidérapante pour une meilleure préhension en milieu aqueux. Très haute sensibilité tactile pour une grande précision du geste de soin.  
Conformes à la norme NF - 900.

STERIXAM LATEX POUDRES STERILES			LA BOÎTE
TAILLE	REF.		
S	6-7	GLS6	
M	7-8	GLS7	
L	8-9	GLS8	



### Tampons alcoolisés

La boîte de 100 sachets.  
Dim. : L 60 x l. 34 mm  
TAMPONS ALCOOLISES  
Boîte de 100 REF SD15



### Abaisse-langue

Bois poli, texture douce et résistance. Usage unique.  
ABAISSÉ-LANGUE  
A ADULTE Boîte de 100 SD11 LA BOÎTE LA BOÎTE >20 LA BOÎTE > 50  
B ENFANT Boîte de 250 SD12 LA BOÎTE LA BOÎTE >5 LA BOÎTE >10

## Draps d'examen, essuyage




### A Drap d'examen ouate de cellulose 2 épaisseurs

Extra blanc en ouate de cellulose  
Largeur 50 cm  
Prédécoupé tous les 38 cm  
150 formats par rouleau  
6 rouleaux par colis  
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis  
SD08 150 50x38

**B** Draps d'examen GLOBAL HYGIENE  
150 formats. 2 plis. 12 rouleaux par colis.  
50 x 35 cm. Grammage 2 x 18 g/m<sup>2</sup>  
Ouate naturelle blanche forte.  
Ecolabel Européen.

Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis  
J219L 150 50 x 35

Draps ouatés blancs  
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis  
J215LMR 150 50 x 38



### B Drap d'examen ouate bleue plastifiée

1 face absorbante, ouate bleue, côté patient  
1 face imperméable polyéthylène, côté divan largeur 50 cm  
Prédécoupé tous les 38 cm. 180 formats par rouleau.  
6 rouleaux par colis.  
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis  
SD09 180 50x38

Draps d'examen gaufrés GLOBAL HYGIENE  
(NON REPRESENTE)  
Ouate double plis gaufrée collée, texture très douce effet confort.  
Grammage 2 x 18 g/m<sup>2</sup>. 2 plis  
9 rouleaux par colis  
135 formats 50 x 35 cm.  
Le carton de 9 rouleaux.  
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis  
J226PMR 135 50x35



### DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS POUR ROULEAU À DÉVIDAGE CENTRAL

Capacité de 23 cm et de diamètre 14,4 cm  
Verrouillage automatique.  
Ouverture à clé universelle.  
Fenêtre de visualisation de niveau.  
Dimensions : 18 x 33 x 17,5 cm.  
Le distributeur  
SD10



### Rouleau dévidage central 200 formats

Pâte de cellulose Gaufré Collé  
20 x 25 cm  
Pour distributeur rouleau à dévidage central.  
Le pack de 12 rouleaux  
SD11  
Soit le rouleau



### DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS POUR ESSUIE-MAINS PLIÉS

Verrouillage automatique.  
Ouverture à clé universelle.  
Fenêtre de visualisation de niveau.  
Dimensions : 29 x 42,5 x 14,5 cm  
Livré avec un adaptateur à fixer pour les essuie-mains étroits.  
Le distributeur  
SD 12



### Essuie-mains enchevêtrés

Essuie-mains extra-blanc en pure ouate de cellulose  
Absorption maximum. Pliage enchevêtré  
Essuie-mains dim. : 22 x 35 cm. 2 x 19 g/m<sup>2</sup>  
Pour distributeur essuie-mains pliés.  
Le carton de 32 paquets x 100  
SD13  
Soit le paquet

Coton, compresses, divers



**-20%**



**-20%**



**COTON, COMPRESSES, DIVERS**

**BOULES DE COTON HYDROPHILE**  
 Forte capacité d'absorption, pH neutre  
 Le sachet de 700 boules – REF COTON BOU

**CARRE DE COTON 100% COTON**

Carrés de coton hydrophile 5 x 5 cm  
 Le sachet de 500 carrés REF COTON CAR

**Compresse de gaze stériles**

12 plis – 17 fils – emballées à l'unité  
 La boîte de 50 sachets de 1 compresse LA BÔTE -20% LA BÔTE > 10  
 5 x 5 cm Réf COMPST51  
 7,5 x 7,5 cm Réf COMPST71  
 10 x 10 cm Réf COMPST101

**Compresse non stériles 40 g/m<sup>2</sup>**

Compresse non tissé en viscose polyester 40g/m<sup>2</sup>  
 Non-tissé en paquet de 100 compresses.  
**COMPRESSES NON STÉRILES 4 PLIS**  
**PAQUET DE 100 COMPRESSES LE PAQUET -20% LE PAQUET >10**  
 REF LCH 350 5x 5 cm  
 REF LCH 375 7,5 x 7,5 cm  
 REF LCH 300 10 x 10 cm



**Alcool modifié 70° vol**

Destiné à la désinfection de la peau saine, il est composé d'alcool éthylique à 70% (v/v) et est reconnu pour détruire en moins de 2 minutes les bactéries cutanées. Produit biocide destiné à l'hygiène humaine.

Disponible en 3 conditionnements :  
 Flacon de 250 ml – Réf. ALCOOL 250  
 Flacon de 500 ml – Réf. ALCOOL 500  
 Flacon de 1 litre – Réf ALCOOL 1



**Bandes de contention 3M™ Coheban**

Bandes de contention cohésives élastiques recommandées dans le cadre de traumatologies articulaires, tendineuses et musculaires, de phlébologies et de maintien de pansements. Auto-adhérente.

Disponibles en 3 dimensions :  
 5 cm x 4 m - Réf. BANDECOHEB050  
 7,5 cm x 6 m - Réf. BANDECOHEB075  
 10 cm x 6,9 m – Réf BANDECOHEB100



**Pansement anti-chocs et anti-frottements.**

Résiste à l'eau et à la transpiration.  
 Lavable avec une tenue parfaite.  
 Multi-extensible  
 La boîte de 20 pansements assortis CONFORT  
 Réf : 9803396  
 La boîte de 20 pansements assortis AQUA  
 Réf : 9803350  
 La boîte bande à découper ELASTIC  
 6x 10 cm  
 Réf : 535241

## Sparadraps et ligatures



### A Sparadrap 3M™ Micropore™

Sparadrap hypoallergénique microporeux conçu pour maintenir les pansements sur peau fine ou fragile et pour permettre des pansements fréquents en minimisant les réactions cutanées secondaires aux adhésifs.

Disponible en 3 tailles.

MODELE AVEC DEVIDOIRS

2,50 cm x 9,14 m les 12 rouleaux Ref. SPARMICRO25D

5,00 cm x 9,14 m les 6 rouleaux Ref. SPARMICRO500

### B Sparadrap 3M™ Transpore™

Sparadrap hypoallergénique transparent microperforé conçu pour la fixation rapide et sûre de matériel médical de type drains, cathéters et tubulures, sur zones fixes ou mobiles.

Disponible en 3 tailles :

1,25 cm x 9,14 m – Ref. SPARTRANS 125

2,50 cm x 9,14 m – Ref. SPARTRANS 250

5,00 cm x 9,14 m – Ref. SPARTRANS 500



**-15%**



### C Sutures non résorbables FILAPEAU

Monofil Polyamide bleu foncé.

Courbure de l'aiguille 3/8 – Longueur du fil 90 cm – Pointe triangulaire.

Fil souple, solide, bonne glisse, légèrement élastique. Bonne tenue aux nœuds.

Indications : sutures des parois, plans cutanés superficiels.

SACHET DE 12 ET SACHET 36

Long. aig.	REF	LE SACHET	-15% PAR 5, LE SACHET
12 mm – 0.7 décimal (6/0)	LIG87000		
12 mm – 1 décimal (5/0)	LIG87004		
16 mm – 1.5 décimal (4/0)	LIG87003		
20 mm – 2 décimal (3/0)	LIG87300		
20 mm – 2.5 décimal (3/0 bis)	LIG87398		
25 mm – 2.5 décimal (3/0 bis)	LIG87400		
30 mm – 3 décimal (2/0)	LIG87500		

### D Sutures résorbables OPTIME

Tresse d'acide polyglycolique, résorbable.

Enduction de polycaprolactone et de stéarate de calcium.

Courbure de l'aiguille 3/8 – Longueur du fil 75 cm – Pointe triangulaire.

Fil souple, solide, de très bonne tenue aux nœuds. Excellente tolérance.

Indications : chirurgie générale, chirurgie digestive, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie orthopédique.

SACHET DE 36

Long. aig.	REF	LE SACHET
19 mm – 1.5 décimal (4/0)	LIG18S15L	
19 mm – 1.5 décimal (3/0)	LIG18S20J	

## Agrafeuses, Steri-strip, ôtes-agrafes



**-20%**

### Agrafeuses cutanées à usage unique 3M Precise

Agrafeuses stériles utilisées sur toute plaie simple, récente, franche et après préparation traditionnelle de la peau. Par leur taille, ces agrafeuses sont simples, rapides d'utilisation et pratiques. Pas besoin d'anesthésie locale.

Agrafeuse 5 agrafes – Ref. AGRAF5S5W

Agrafeuse 15 agrafes – Ref. AGRAF15S

-20%



3M Santé

### Sutures cutanées adhésives stériles 3M Steri-Strip

Bandelettes de sparadrap microporeux renforcé de fibres de polyester avec un adhésif hypoallergénique, présentées en pochette stérile.

Recommandées en cas de fermeture des plaies superficielles, de remplacement précoce de fils ou agrafes ou en cas de suture combinée avec fils ou agrafes.

	REF	LE LOT
75 x 3 mm – Pochette de 5 sutures	STERI753	
75 x 6 mm – Pochette de 3 sutures	STERI756	
38 x 6 mm – Pochette de 6 sutures	STERI386	
100 x 6 mm – Pochette de 10 sutures	STERI1006	
100 x 12 mm – Pochette de 6 sutures	STERI10012	
125 x 25 mm – Pochette de 4 sutures	STERI2525	

**-10%**



### Ote-agrafes métal

L. 11 cm.

Ote-agrafes stériles

Ote-agrafes stérile à usage unique

Ref. OTEAGRAFH

L'unité

-10% l'unité > 10

## Bistouris et lames



**A** Manches de bistouris inox standards



**B** Manches de bistouris Swann Morton



**C** Bistouris sécurisés à lame rétractable Swann Morton



**D** Lames stériles Swann Morton et NESSICARE



### BISTOURIS ET LAMES

Bistouris standards stériles Swann Morton – NESSICARE  
Composés d'une lame en acier inoxydable et d'un manche en plastique. 9 formes de lames disponibles :

Boîte de 10.

N°	SWANN-MORTON	NESSICARE
10	SWA10	Ref. B10
11	SWA11	Ref. B11
12	SWA12	Ref. B12
15	SWA15	Ref. B15
20	SWA20	Ref. B20
21	SWA21	Ref. B21
22	SWA22	Ref. B22
23	SWA23	Ref. B23
24	SWA24	Ref. B24
26	SWA26	Ref. B26

La boîte de 10 :

### A Manches de bistouris

Manches de bistouris inox standards  
- Manche N°3 – Ref. MA3P  
- Manche N°4 – Ref. MA4P

### B Manches de bistouris Swann Morton

Disponibles en alliage au nickel ou en acier inoxydable et en plusieurs formats : embout étroit N°3 ou large N°4.

Manches courts inox :  
Manche N°3 – pour lames N°6 à 16 et 40 – Ref. MA3I  
Manche N°4 – pour lames N°18 à 36 – Ref. MA4I

### C Bistouris sécurisés à lame rétractable Swann Morton

Ces bistouris sont la réponse aux risques potentiels de coupures / piqûres pendant leur utilisation et leur transmission.  
Après usage, un « clic » audible confirme la position rentrée de la lame.

Disponibles en 3 tailles.  
Par boîte de 25  
N°10 – Bouton-poussoir noir – Ref. B10S  
N°11 – Bouton-poussoir bleu – Ref. B11S  
N°15 – Bouton-poussoir vert – Ref. B15S

### D Lames stériles Swann Morton et NESSICARE

Lames standards  
En acier au carbone et en acier inoxydable SF 100.  
9 formes disponibles :  
Boîte de 100.

N°	SWANN-MORTON	NESSICARE
10	SWAST10	Ref. LAS10
11	SWAST11	Ref. LAS11
12	SWAST12	Ref. LAS12
15	SWAST15	Ref. LAS15
20	SWAST20	Ref. LAS20
21	SWAST21	Ref. LAS21
22	SWAST22	Ref. LAS22
23	SWAST23	Ref. LAS23
24	SWAST24	Ref. LAS24
26	SWAST26	Ref. LAS26

La boîte de 100 :

## Bistouri électrique et cryogénie



### Bistouri électrique coagulator

Version monopolaire : 970.  
Puissance : 70 W.  
Programmation pour :  
- Coupe normale,  
- Hémostase,  
- Coagulation par contact,  
- Coagulation par fulguration.  
Micro-fonction  
(réduction pour épilation de 30% de la puissance).  
ASE 97 :



### Coffret Histofreezer

Traitements des verrues et lésions bénignes  
Histofreezer est un agent de cryothérapie pour le traitement des verrues. Notice d'emploi détaillée sur le principe de fonctionnement fourni avec le set.  
Agit de 20 à 40 secondes sur la plupart des verrues. Le traitement pas Histofreezer® nécessite 2 à 4 applications, à 2 semaines d'intervalle, pour détruire la totalité des tissus concernés et éviter ainsi les récurrences.  
Le set Histofreezer® se compose de 1 flacon aérosol contenant 170 ml de gaz liquide cryogénique, constitué d'un mélange de diméthyléther et de propane, sans danger pour la couche d'ozone.  
1 notice explicative. 50 ou 60 applications.  
HISTOFREEZER  
Fin 2 mm 60 traitements H2  
Medium 5 mm 50 traitements H5

### B | BRAUN SHARING EXPERTISE



### ASKINA SKIN FREEZE

Agent cryogénique pour le traitement des verrues par action du gaz à température de -55°C. Aérosol de 150 ml avec 50 applicateurs mousse de 5mm.  
REF ASF :

## Sets de soins

**-15%**



### Set de suture

Destiné aux urgentistes et unité de soins mobiles. Usage unique, stérile.

Composition du set (sous blister compartimentés).

1 blister 4 alvéoles, 1 pince ultra fine 1 x 2 griffes armée acier, ADSON  
1 porte-aiguille métal, 1 paire de ciseaux lames métal, bouts pointus  
1 champ fenêtré 50 x 60 cm adhésif et 5 compresses NT 7,5 x 7,5 cm

SET DE SUTURE REF LE SET - 15% LE SET>10  
SET 400827



### Set de soins à domicile

**C** Composition du set (sous blister compartimentés)

1 blister 3 alvéoles  
1 pince anatomique verte, 1 pince anatomique blanche ou bleue et 5 tampons de gaze.  
REF SETGG02

Composition du set (sous blister compartimentés) non représenté

1 blister 2 alvéoles, 2 pinces anatomiques et 3 tampons NT 3 cm  
REF SETGG06

**-15%**



### Set d'ablation de suture

Recommandé et adopté par tous les services post-opératoires et consultations, pour enlèvement des fils de suture.

**A** Composition du set (sous blister compartimentés)

1 blister 3 alvéoles  
1 pince anatomique, 1 lame coupe-fil et 5 boules NT  
SET D'ABLATION DE SUTURE REF LE SET LE SET>10 - 15 %  
SET GG05  
SET GG05

**B** Composition du set (sous blister compartimentés)

1 blister 4 alvéoles  
1 paire de ciseaux coupe-fils  
1 pince à disséquer  
1 compresse 7,5 x 7,5 cm  
SET D'ABLATION DE SUTURE Lot de 5 REF LE LOT LE LOT >10 -15 %  
SET GG02



### Set de pansements avec champ de soins

Composition du set (sous blister compartimentés)


1 blister alvéole  
1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince Kocher bleue, 1 pince anatomique verte, 5 tampons de gaze et  
5 compresses NT 7,5 x 7,5 cm  
REF SET GG04

## Instruments pour gynécologie



### Spéculum Cusco à usage unique

Stérile  
Petit - 20 mm (blanc) - Ref. SPEC20GG  
Petit - 24 mm (bleu) - Ref. SPEC24GG  
Moyen - 26 mm (rouge) - Ref. SPEC26GG  
Grand - 30 mm (vert) - Ref. SPEC30GG  
Ref. SPEC26GG - le carton de 100



### **A** Pince de chéron coudée polystyrène, L 24 cm

La pince REF LCHPC

### **B** Ciseaux bouts pointus

L. 11,5 cm  
Ciseaux bouts pointus  
REFCP

## Aiguilles, Seringues à usage unique



### Aiguille Neolus Terumo

Acier inoxydable, stérile, triple biseau  
Conformes aux normes françaises. Embase en polypropylène translucide aux couleurs standards permettant une identification rapide du diamètre de l'aiguille.  
Stérilisation par oxyde d'éthylène. Cône Luer 6%. Biseau normal. Fabriquées en Belgique.

Code couleur	Diam. Externe x Longueur	Usage	Ref.	la boîte
Rose	18G x 1-1/2"	1.20 x 40 mm	Trocard – Perce-bouchon	AI4012
Beige	19G x 1"	1.0 x 25 mm	Prélèvement sang	AI2511
Beige	19G x 1-1/4"	1.0 x 30 mm	Intra-veineuse	AI3010
Beige	19G x 1/2"	1.10 x 40 mm	Perce-bouchon	AI4011
Beige	19G x 2"	1.10 x 50 mm	Perce-bouchon	AI5011
Jaune	20G x 1"	0.90 x 25 mm	Intra-veineuse adulte	AI259
Jaune	20G x 1-1/2"	0.90 x 40 mm	Intra-musculaire	AI409
Vert	21G x 1"	0.80 x 25 mm	Intra-musculaire Enfant	AI258
Vert	21G x 1-1/2"	0.80 x 40 mm	Intra-musculaire Adulte	AI1408
Vert	21G x 2"	0.80 x 50 mm	Intra-musculaire Adulte Fort	AI508
Noir	22G x 1-1/4"	0.70 x 30 mm	Intra-musculaire Enfant	AI307
Noir	22G x 1-1/2"	0.70 x 40 mm	Intra-musculaire Enfant	AI407
Noir	22G x 2"	0.70 x 50 mm	Intra-musculaire	AI507
Bleu	23G x 1"	0.60 x 25 mm	Intra-veineuse Enfant	AI256
Bleu	23G x 1-1/4"	0.60 x 30 mm	Sous-cutanée	AI306
Orange	25G x 5/8"	0.50 x 16 mm	Intra-veineuse	AI165
Orange	25G x 1"	0.50 x 25 mm	Intra-dermique	AI255
Marron	26G x 1/2"	0.45 x 12 mm	Insuline	AI1245
Gris	27G x 3/4"	0.40 x 20 mm		AI204

### A Seringues avec aiguille montée TERUMO

Cône centré (sauf réf. 8363 cône excentré)  
Boîte de 100

Seringues avec aiguille montée		Ref	La boîte
2,5 ml	aiguille 16 mm 6/10	G23 x 1"	8359
2,5 ml	aiguille 40 mm 8/10	G21 x 1 1/12	8361
5 ml	aiguille 40 mm 8/10	G21 x 1 1/12	8363
10 ml	aiguille 40 mm 8/10	G21 x 1 1/12	8365

### B Seringues 2 pièces non montées TERUMO

Seringues de conception ergonomique : collerette rigide et bouton-poussoir garantissant le contrôle de la dose et la stabilité durant l'injection. Une butée de piston ferme et efficace empêche sa désolidarisation et une exposition accidentelle à des liquides dangereux ou infectieux.

Son corps très transparent facilite la visualisation des bulles d'air. Les graduations très lisibles facilitent la précision du geste. (Boîte de 100 sauf 20 ml boîte de 50)

Désignation	Embout	Ref.
2 ml	Centré	SEP2T02
5 ml	Excentré	SEP2T05
10 ml	Excentré	SEP2T10
20 ml	Excentré	SEP2T20

### C Seringues Terucristal 3 pièces

Fabriquées en polypyrène transparent. Haute lisibilité des graduations et optimisation du glissement du piston dans le corps de la seringue. Joint en thermoplastique élastomère permettant une injection sans-à-coups et une étanchéité totale. Conformes aux normes françaises d'emballage et de stérilisation.

(boîte de 100 sauf 20 ml et 30 ml boîte de 50)

Désignation	Embout	Ref.
2 ml	Centré	SEP3T02
5 ml	Centré	SEP3T05
10 ml	Excentré	SEP3T10
20 ml	Excentré	SEP3T20
30 ml	Luer Lock	SEP3T30LL
50 ml (par 25)	Luer Lock	SEP3T50LL

### Tuberculine avec aiguille Néolus montée TERUMO

Graduation en ml, stérile, garantie sans latex. Cône centré.

Boîte de 100

Seringue tuberculine avec aiguille neolus montée			la boîte
Tuberculine 1 ml, montée	25G	16 mm	TUM1T165

## Microperfuseurs, garrots, montres

-20%



### A Microperfuseur épicanrien mirage

Pointe à triple affûtage

Ø EXT.	COULEUR	GAUGE	REF	LA BOÎTE DE 100	LA BOÎTE >3 -20%
5/10e	Orange	25 G	134-5602		
6/10e	Bleu	23G	134-5604		
7/10e	Noir	22G	134-5609		
8/10e	Vert	21G	134-5611		
9/10e	Jaune	20G	134-5613		
11/10e	Beige	19G	134-5615		

### B Adaptateur Luer Venoject® TERUMO

Adaptateur Luer 6%, raccord mâle conforme à la norme NF EN 20594-1.

Embase munie d'un pas de vis, manchon en caoutchouc synthétique venant recouvrir entièrement la canule et obturer l'aiguille, garantissant une parfaite étanchéité. La boîte de 100.  
REF VTADAP

### Montre infirmière

Résolument design et moderne !

Montre souple en silicone avec trotteuse. S'accroche facilement par un système d'épingle de sûreté. Cadrant orientable selon vos besoins. Fonctionne avec une pile bouton fournie. Arrière du cadran en acier inoxydable.

Dimensions de la montre : L 8,6 x l 4,1 x e 1,3 cm – Ø du cadran 22 mm. Existe en 4 coloris

Montre infirmière REF COM 43

Différents coloris

Avec chiffres

### Garrot clip enfant

Différents coloris

COM42 :

### Garrot adulte couleurs

Crochet clip en ABS avec blocage automatique. Desserrage progressif.

Garrot adulte couleurs

Bleu, vert, rouge, REFGAR

## Collecteurs de déchets, désinfectant



### Collecteurs de déchets

Mini-collecteurs portables de 0.2 à 0.6 litre  
Existe aussi en boîtes de 1 à 13 litres

- |  |            |
|--|------------|
| A 0.2 litre – ouverture déconnexion standard et aiguilles de stylo | JETAIGJ200 |
| B 0.3 litre – ouverture large et déconnexion simple                | JETAIGJ300 |
| C 0.45 litre – ouverture large et déconnexion simple               | JETAIGJ450 |
| D 0.6 litre – ouverture complète et pocket 0.5 litre               | JETAIGJ600 |
| E 0.7 litre – ouverture complète                                   | JETAIGJ700 |
| 1 litre – ouverture complète                                       | JETAIGJ100 |
| 1.8 litre et 3 litres – ouverture complète                         | JETAIGJ183 |

### Aniosept 41\*\*

Désinfection rapide des dispositifs médicaux préalablement nettoyés (blocs opératoires, services à risques, services de soins...) par pulvérisation ou atomisation.

Propriétés microbiologiques :  
Bactéricide : EN 1040, T 72-301, NF T 72-171, NF T 72-190. Actif sur SARM (EN 13727) et sur B.K.  
Activité fongicide (C. albicans) : EN 1275.  
Actif sur HIV-1, HBV et Rotavirus.  
Aérosol de 300 ml  
Ref ANIOSEPT41

## Hygiène des mains



### Savon doux Haute Fréquence

A la glycérine

Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.  
Recommandé en cas d'utilisation fréquente.

Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| A Flacon de 500 ml avec pompe vissée  | Ref. SAVON205099 |
| B Flacon de 1 litre avec pompe vissée | Ref. SAVON205084 |
| C Flacon de 5 litres                  | Ref. SAVON205047 |
| D Flacon de 1 litre airless           | Ref. MANUCLEAR1A |

### Brosse à ongles

Autoclavable environ 200 fois. Poils nylon. Dim. de la brosse : 11 x 4 x 4 cm. SDBO 3,90€

### Aniosgel 85 NPC

Gel hydroalcoolique

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains.  
Formulation hypoallergénique.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV) ; A souche porcine [H1N1] et Influenza virus A NIBRG14 [H5N1].

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Flacon de 75 ml                     | Ref. ANIOSGEL75  |
| Flacon de 150 ml                    | Ref. ANIOSGEL150 |
| Flacon de 300 ml avec pompe vissée  | Ref. ANIOSGEL300 |
| Flacon de 500 ml avec pompe vissée  | Ref. ANIOSGEL500 |
| Flacon de 1 litre avec pompe vissée | Ref. ANIOSGEL 1P |
| Flacon de 1 litre airless           | Ref. ANIOSGEL1A  |

## Distributeurs, supports



### Supports pour savons et gels

- |  |
|--|
| A Distributeur en PVC avec commande au coude pour flacon 1 litre avec pompe vissée – Ref. SUPP425002     |
| B Support inox avec commande au coude pour flacon 1 litre airless – Ref. SUPP425022                      |
| C Distributeur ABS avec fermeture à clé et bouton poussoir pour flacon 1 litre airless – Ref. DIST425107 |

### Distributeur de savon en cartouche

Distributeur manuel en ABS blanc. Pratique, sans contact, il évite les contaminations croisées. Il est également économique grâce à son système de dosage contrôlé permettant de mettre fin au gaspillage.

Capacité 1 litre – Dim. 12,6 x 11,6 x 26,6 cm  
Ref. MD026



### Surfanios Citron\*

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 5 min, 0,25%, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13727). Tuberculocide en 60 min, 0,25%, 20°C (EN 14348). Levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 1650, EN 13624). Fongicide en 60 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 13624). Actif à 0,25%, 20°C, en 5 min sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) et sur Influenza virus A [H1N1] et en 15 min sur Influenza virus A NIBRG-14 [H5N1].

Doses de 20 ml  
Ref. SURFA350130  
Flacon doseur de 1 litre  
Ref. SURFA347146  
Bidon de 5 litres  
Ref. SURFA350046

### Anios SPS 60\*\*

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN13727, EN13697. Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697. Fongicide : EN 13697. Actif sur Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).  
Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur  
Ref ANIOSSPS



### Surfa'Safe\*

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces (lits médicalisés, fauteuils roulants, matelas anti-escarres, lève malades, rehausse WC...).

Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561.

Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle du virus de l'hépatite C), PRV (virus modèle de l'hépatite B), Rotavirus, Herpès virus et Influenza virus (H5N1 – virus de la grippe aviaire). Actif sur Feline calicivirus (virus modèle de Norovirus).

Flacon de 750 ml avec dispenseur de mousse.  
Ref. SURFASAFE



### Aniospray 29\*\*

Désinfection rapide des dispositifs médicaux propres en blocs opératoires, services à hauts risques, salles d'examen, services de soins...

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 5 min, 20°C : EN 1040, EN 1276, EN 13727 (SARM).

Actif en 5 min, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).

Fongicide en 15 min, 20°C : EN 1275, T 72-301 (A. niger, A. fumigatus).

Actif en 5 min, 20°C sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV), Influenza virus A [H1N1] et [H5N1] et en 15 min sur Rotavirus.

Flacon de 1 litre – Ref. ANIOSPRAY1  
Bidon de 5 litres – Ref. ANIOSPRAY5



### A Hexanios G+R

Action détergente renforcée

Nettoyage renforcé et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.

Ramassage de l'instrumentation souillée.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NFT 72-171, T 72-300 (A. baumannii), NF T 72-190, SARM (EN 13727). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 13264. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).

Doses de 25 ml – Ref. HEXA381136  
Flacon de 1 litre – ref. HEXA381137  
Bidon de 5 litres – Ref. HEXA381046

les 50



### B Steranios 2%

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13264, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV ; Herpès virus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).

Bidon de 2 litres – Ref. STERIA382062  
Bidon de 5 litres – Ref. STERIA382034

## Instruments

### C Anioxide 1000

Désinfection totale de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NFT 72-171, T 72-301, NF T 72-190. Tuberculocide : EN 14348, Pr EN 14563, T 72-301. Mycobactéricide : Pr EN 14563, T 72-301. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, NF T 72-231, NFT 72-190.

Bidon de 5 litres avec activateur intégré  
Ref. ANIOXYDE 1000

### Instrubac 2 litres

Bacs de trempage avec panier et couvercle en polypropylène. Bacs autoclavables à 134°C – 18 minutes.

D Bac 10 litres gris. Volume utile :

4 litres – Ref. BAC 10

E Bac de 2 litres blanc avec couvercle fendu

Panier : L 23 x l 117 x H 9 cm – Ref. BAC404012

F Bac de 2 litres blanc avec couvercle sans fente

Panier : L 23 x l 117 x H 9 cm – Ref. BAC404039

Bacs de trempage pour le ramassage de l'instrumentation souillée. Avec panier et couvercle. Non autoclavables.



### Linget'Anios

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients. Non irritantes, non oxydantes, agréablement parfumées.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NFT 72-170, NFT 72-190.

Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190. Active sur HBV et Herpès virus.

Boîte de 120 lingettes petit modèle – Ref. LINGETTEPM12 7 x 10 cm

Boîte de 120 lingettes grand modèle – Ref. LINGETTEGM12 14,5 x 20 cm

1 boîte distributrice + 3 recharges grand modèle – Ref. LINGETTEGM

Recharge de 120 lingettes grand modèle – Ref. RECHGM



### Wip'anios premium anios

En viscosité, 100% biodégradables

Sans substance CMR, sans parfum, sans alcool.

Large spectre virucide.

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561.

Fongicide. Virucide\*\*.

Le sachet de 100.

LANIOS

## Lingettes

### Lingettes Wip'anios

Nettoyantes et désinfectantes

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour

dispositifs médicaux, matériels non

immergeables, couveuses...

Essuyage des gaines d'endoscopes avant im-

mersion des structures externes des équipements (respirateurs,

générateurs d'hémodialyse...). Nettoyage et désinfection des

plans de travail (nursérie, office...)

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NFT 72-190. Active sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).

Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650. Actif sur virus HIV-1, BVDV (virus modèle HCV),

Rotavirus et Herpès virus.

Sachet de 50 lingettes – Ref. LINGETTEWIP



## Stéthoscopes 3M Littmann



### Littmann® 3100-3200

Une qualité de son exceptionnelle  
Amplification jusqu'à 24 fois supérieure (par rapport à un stéthoscope cardiologique classique)

- Réduction jusqu'à 85% des bruits ambiants et des bruits de frottements
- Ecran LCD avec indicateur de rythme cardiaque,
- Adapté à l'auscultation des adultes, des enfants et des nourrissons,
- Fonctionne avec pile AA,
- Signal sonore de piles faibles.

Disponible en marine, bordeaux, prune, vert anglais ou noir.  
Garantie : 3 ans  
Ref. STE3100B  
Modèle avec transmissions de données vers un PC E3200  
Ref. STE3200



### Littmann Master Cardiologie

Sensibilité élevée  
Il dispose d'un pavillon unique monobloc « Master » avec membrane double fréquence.

- Avantages :
- Pavillon en acier inoxydable poli à la main
  - Tubulure à double conduit
  - Lyre légère et confortable
  - Bague anti-froid
  - Ressort interne à la lyre
  - Embouts auriculaires souples brevetés
- Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais, prune ou Black Edition  
Garantie : 7 ans  
Ref. STE2160-Noir  
STE2163 – Bordeaux  
STE2164 – Marine  
STE2165 – Vert anglais  
L'unité  
STE2161 – Black Edition



### Littmann cardiologie Soft Touch

Membrane double fréquence  
Il combine une acoustique excellente avec un pavillon au design unique et breveté.

- Avantages :
- Excellente qualité acoustique en hautes et basses fréquences
  - Pavillon unique de forme ovoïde permettant l'auscultation des sites difficiles
  - Conduit double tubulure favorisant l'isolation des bruits parasites
  - Pavillon unique permettant d'écouter les sons de hautes et de basses fréquences
  - Design unique et attrayant
  - Lyre orientée selon l'anatomie auriculaire
- Disponible en noir, marine, bordeaux ou prune  
Ref. STE4471



### Littmann Dual Cardiologie III

Enfants/Adultes  
Une qualité acoustique exceptionnelle pour le cœur des petits et des grands patients.

- Avantages :
- Pavillon en acier inoxydable
  - Double pavillon breveté
  - Tubulure double conduit
  - Bague anti-froid
  - Embouts auriculaires souples
  - Ressort interne à la lyre ajustable
- Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais ou prune  
Garantie : 5 ans  
Ref. STE3128 – Noir  
STE3129 – Bordeaux  
STE3130 – Marine  
STE3134 – Vert anglais  
STE3135 – Prune  
L'unité  
STE3131 Black Edition

## Stéthoscopes



### A Stéthoclassic

Le stéthoscope paramédical  
Récepteur en aluminium anodisé.  
Fabriqué en Allemagne.  
Stéthoclassic simple pavillon  
Noir, Bleu, Rouge, Vert  
Stéthoclassic double pavillon  
Noir, Bleu, Rouge, Vert

### B Cardio Bososcope

Sensibilité acoustique d'exception pour cardiologues et pneumologues  
Fabriqué en Allemagne, destiné aux cardiologues, pneumologues, médecins généralistes et pédiatres.  
Stecardio



### Laubry SPENGLER

Le célèbre cardiophone  
Le célèbre « Cardiophone » pour la prise de tension et l'auscultation générale.  
Récepteur simple pavillon en laiton chromé matricé, plat et robuste.  
Membranes acoustiques en fibre de verre époxy « haute résolution » et bague anti-froid  
Lyre anatomique orientée à l'angle d'écoute avec ressort technique intégré dans un tube en Y renforcé en PVC.  
Livré avec une paire d'embouts et un jeu de membrane et bague de rechange.  
Ref. STE505001 – Noir  
STE505017 – Carmin  
STE505018 – Marine



### C Stéthoscope Classic II S.E.

Le stéthoscope de référence  
Double pavillon, Membrane, Double fréquence  
Tubulure à simple conduit hautement performante  
Bague anti-froid, Embouts auriculaires souples  
Existe en modèle Adulte, Pédiatrique  
Garantie : 3 ans, Différents coloris  
Ref. STE2205 – Adulte Noir  
STE2113R – Pédiatrique Rouge framboise

### D Stéthoscope ALTO II

Stéthoscope similaire au précédent  
De fabrication Allemande  
Existe en modèle Adulte ou pédiatrique  
STE2201 – Adulte Noir  
STE2213 – Adulte Bleu  
STE2211 – Adulte Bordeaux  
STE2113 – Pédiatrique Noir  
STE2113A – Pédiatrique Rouge  
STE2119A – Pédiatrique Bleu



### E Stéthoscope Master Classic II

Pavillon ergonomique bénéficiant par simple pression de la technologie double fréquence, lyre orientée, bague anti-froid.  
Dim. : L.69 cm, Ø 4,7 cm.  
Livré avec 2 paires d'embouts auriculaires.  
Garantie : 3 ans  
Différents coloris  
Ref. STE2144LM

### Stéthoscope PLANO II

Stéthoscope similaire au précédent  
De fabrication Allemande.  
Ref. STE2144L – Noir  
STE2630 – Vert  
STE2146 – Bordeaux  
STE2147 – Bleu marine



### A Vaquez-Laubry Classic SPENGLER

La référence des tensiomètres « haut de gamme » depuis 1907. Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal chromé, protège-manomètre en mousse anti-choc et support de manomètre en croûte de cuir indéchirable. Brassard en polycoton et poire grand volume en PVC. Livré en trousse.

Disponible en plusieurs modèles :

- Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE518011
- Adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518012
- Adulte marine fermeture sangles – Ref. TE518112
- Large adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518002
- Enfant (Petit adulte) rouge fermeture velcro – Ref. TE518021

### B Tensiomètre Oscillophone

Le boîtier du manomètre réalisé en plastique anti-choc est fixé sur le brassard. Manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité anti-corrosion. Fabriqué en Allemagne. Livré en trousse. Ref. OSCB



### Boso Classic et Classic adulte

Système de tuyau 2 en 1

Le manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Le système breveté de tuyau 2 en 1 ne présente extérieurement qu'un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d'un système double-tubulure : l'apport d'air provoqué par la pression sur la poire est d'abord dirigé vers le brassard, puis transmis, atténué, au manomètre. La montée en pression se fait donc sans à-coups, protégeant ainsi le mécanisme. La poire ergonomique, particulièrement puissante, permet un gonflage rapide. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de  $\pm 0,3$  mmHg sur toute la plage de mesure.

- A Tensiomètre Boso Classic Adulte Ref. TECLASSICO3
- B Tensiomètre Boso Classic Adulte Ref. TECLASSIC

### C Boso Varius

Cadran 60mm  
Tensiomètre professionnel simple tubulure. Le manomètre est insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague de protection du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de  $\pm 0,3$  mmHg sur toute la plage de mesure.

Tensiomètre Boso Varius Ref. BV

boso  
BOSCH + SOHN  
GERMANY



### Boso Clinicus

Tensiomètre professionnel simple tubulure, spécialement conçu pour l'usage hospitalier. Manomètre Ø 60 mm insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague de protection du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de  $\pm 0,3$  mmHg sur toute la plage de mesure.

Livré avec un brassard adulte velcro noir dans un étui à fermeture à glissière. Fabriqué en Allemagne par BOSO.

Tensiomètre Boso Clinicus

- Noir TE985
- Vert TE984
- Rouge TE983
- Bleu TE982



### D Lian Classic SPENGLER

Gonflage très rapide

Modèle double tubulure de référence.

Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal chromé, protège-manomètre en mousse anti-choc et robinet de décompression métal bénéficiant d'une montée en pression et décompression parfaitement linéaire.

Poire grand volume en PVC.

Livré en trousse.

Modèle Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE520051

### Lian NM SPENGLER

Sans cuillère d'appui (non représenté)

Poire de 50 mm de diamètre

Vis de décompression centrale, arrière pour ambidextre

Équipé d'un raccord rapide pour un changement facile du brassard

Ref. TE520052

### E Boso Solid adulte

Simple tubulure. Résistant aux chocs

Manomètre 60 mm insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Appareil équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de 3 mmHg sur toute la plage de mesure.

Livré avec brassard adulte velcro noir dans un étui à fermeture à glissière.

Fabriqué en Allemagne

Tensiomètre Boso Solid Adulte

Ref. TE520621

Tensiomètre Solid + 3 brassards (enfant, adulte, obèse)

Ref. TE520622



### Tensiomètre Métal

Simple tubulure

Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec bague protection, protégé contre la corrosion.

Poire sans latex avec valve de décompression chromée. Socle de valve en métal. Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.

Cadran de diamètre 60mm et 50 mm.

Poignée-cuillère en acier inoxydable. Membrane lissabilité optimale jusqu'à 300 mmHg ( $\pm 3$  mmHg)

Livré avec étui vinyle à fermeture éclair.

Avec brassard nylon velcro sans latex. Fabriqué en Allemagne.

A Tensiomètre métal Diam 60

B Tensiomètre métal Diam 50

Adulte brassard nylon

Noir, vert, rouge, bleu

Ref. TE980



### Gamma G7

Le fleuron de la gamme en alliage d'aluminium D'une ligne résolument nouvelle, ce tensiomètre ????? par le spécialiste du diagnostic Heine va vous ??? par sa fiabilité et son confort.

Plage de mesure de 0 à 300 mmHg

Protection contre les surpressions

Soupape de dégonflage interchangeable gauche/droite

Microfiltre intégré

Boîtier plastique anti-chocs

Brassard adulte velcro

10 ans de garantie

Tensiomètre Gamma G7

Ref. TEGAMMAG7

Kit brassards Large adulte, Adulte et Enfant dans un

étui à fermeture éclair

Ref. TEGAMMZG7KIT

## Tensiomètres au poignet



A



B



A



OMRON

### Gonflage automatique contrôlé

Méthode de mesure oscillométrique  
Plage de mesure  
SYS/DIA : 20 – 280 mmHg  
Pouls : 40 à 200 battements/minute  
Précision : Tension +/- 3 mmHg, Pouls +/- 5% du résultat.  
Bracelet pour poignets de 135 à 195 mm de circonférence  
Mémoire : 30 mesures  
Gonflage et dégonflage automatique de l'air  
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls.  
Dim. : 79 x 73 x 58 mm, poids 120 g  
Livré avec 2 piles LR3  
A Ref. TEEBS  
B Ref. TEEMS

### Omron R3

Entièrement automatique  
Moyenne des 3 dernières mesures prises dans un délai de 10 minutes maximum  
Brassard adulte – Circonférence de 13,5 à 21,5 cm  
60 mémoires  
Livré avec une boîte rigide de rangement et un jeu de piles.  
Brassard 13,5 – 21,5 cm Poids 120 g  
OMRON R3  
Ref. TEER3

### A Omron R7

Un capteur évalue le positionnement du poignet par rapport au niveau du cœur et déclenche automatiquement la mesure quand la position est correcte. Technologie Intellisense gonflage contrôlé.  
Omron R7  
Ref. TEER7

### Omron R6

Entièrement automatique  
Grand écran  
Détection des mouvements  
Capteur automatique de positionnement (système APS) avec signal sonore et visuel  
90 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs possibles, avec moyenne des 3 dernières mesures.  
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique)  
Système Dual check (garantie d'une bonne prise de mesure par un second contrôle intégré).  
Livré avec une boîte rigide de rangement.  
Omron R6 Ref. TEER6

## Tensiomètres au bras



A



### Omron M3

Grand écran  
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 32 cm  
Commutateur 2 utilisateurs, avec 60 mémoires pour chacun d'entre eux  
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique)  
Détection de mouvement (avec affichage d'une icône spécifique).  
Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA. Plage de mesure Diastole/Systole 0-299 mmHg Pouls : 40 – 180 p/mn  
Omron M3  
Tensiomètre M3 Ref. TEEM3  
Brassard adulte Ref. BAM3

### Omron M6

Grand écran  
90 Mémoires avec date et heure  
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 42 cm  
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique).  
Système Dual check (garantie d'une bonne prise de mesure par un second contrôle intégré).  
Commutateur 2 utilisateurs, avec 100 mémoires pour chacun d'entre eux  
Livré avec un brassard bras fort – Circonférence de 22 à 42 cm.  
Ref. TEEM6

### A Boso Medicus PC2

Gonflage automatique  
Large écran LCD avec date et heure  
Avec analyse sur PC - 325 mémoires  
Livré avec adaptateur et logiciel en option  
Option : brassard obèse et chargeur-transformateur  
Ref. TEEBM

### Omron Mit Elite Plus

Tensiomètre au bras de nouvelle génération et d'un nouveau design. Brassard souple allant de 22 à 32 cm de tour de bras. 90 mémoires et affichage simultané des SYS – DIA – Pulsations avec D&H. Système Intellisense pour un plus grand confort. Moyenne des 3 dernières prises sur les 10 dernières minutes. Détection des pulsations irrégulières et des résultats hors normes avec indication sur l'écran. Ecran rétro-éclairé pour une meilleure visibilité sur le modèle ELITE PLUS. Possibilité de transférer les données sur PC. Fourni avec jeu de piles et sacoche de rangement. Logiciel et câble USB fourni avec le modèle Elite Plus.  
Omron Mit Elite Ref. TEEEL  
Omron Mit Elite plus Ref. TEEEP

### Tensiomètre automatique Omron 907

Précision professionnelle  
Tensiomètre automatique à usage personnel ou hospitalier.  
Mesures oscillométriques ou auscultatoires possibles. Donne la moyenne de 3 mesures consécutives.  
Alimentation : secteur et batterie  
Dimensions : L. 203 x l. 139 x P. 131  
Grand écran d'affichage LCD.  
Plage de mesure 0 à 299 mm Hg  
Pouls : 30 à 199p/mn  
Livré avec brassard velcro adulte  
Tensiomètre automatique  
Ref. TEE907  
Pied à roulettes adaptable  
149,00€  
Brassard Omron 907 Ref. BO  
Adulte  
Obèse  
Enfant



A



### Trousse otoscopique Heine beta 100

Eclairage standard

Comprenant 1 otoscope à piles, éclairage standard, 6 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique Ø 4mm, 1 ampoule de rechange.

Livré en coffret rigide.

Spéculums auriculaires adaptés : réfs. 35499

Trousse Heine Beta 100

Ref. OTOSBETA100

A Otoscope (fabriqué en Allemagne)

Trousse complète 2,5 V comprenant un otoscope, une poignée à piles et un jeu de 3 spéculums réutilisables et une ampoule de rechange dans un étui rigide

Ref. OTOSBETA101



### Trousse ORL Heine Beta 100

Eclairage direct

Comprend : 1 otoscope de diagnostic, éclairage standard, 3 spéculums réutilisables Ø 3,5, 4,5 et 5,5 mm, 1 spéculum nasal expansible, 1 porte-spatule éclairant, 1 miroir laryngé, 1 ampoule de rechange pour chaque instrument, 1 poignée à piles Beta.

Trousse complète

Ref. B244

### D Otoscope Novald

Eclairage LED à fibres optiques

Lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle. L'otoscope NOVALED bénéficie d'un éclairage LED à fibres optiques permettant une illumination directe, homogène et sans reflets du canal auriculaire et du tympan.

Ref. OTN

### E Otoscope en trousse

Eclairage en direct

Fabriqué en Allemagne

Otoscope petit et léger équipé d'un porte spéculums métallique, résistant à l'usure. Loupe escamotable (grossissement 3x) laissant la possibilité d'introduire des instruments. Ref. OT



### Trousse otoscopique Heine K180

Fibres optiques

Comprenant : 1 otoscope tête polycarbonate noir anti-chocs, 4 spéculums réutilisables, 1 poignée à piles. Manche métal avec variateur, grossissement x 3.

Livré en trousse nylon.

Trousse Heine K180 avec manche à piles éclairage 2,5 V

Ref. OTOS18110



B



D



E



C



A



### Trousse Heine Beta 200

Livrée avec manche rechargeable BETA TR ou manche à piles. Contient 1 tête otoscope Beta 200 fibres optiques métal, 4 spéculums auriculaires, 10 spéculums auriculaires disponibles et une lampe de rechange dans un étui rigide.

Trousse BETA 200 FO 3,5V avec manche rechargeable

Ref. OTOS1841



A

B

C

D

### Chargeur Mini Heine NT 2,5V pour Mini 3000

L'ensemble chargeur mini NT 2,5 V comprend le chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables mini et deux culots pour la poignée rechargeable mini 3000. Avec ce jeu, on peut mettre à niveau la poignée à pile mini 3000 ainsi que la mini 2000 pour les adapter au système rechargeable 2,5 V.

La poignée se transforme ainsi en poignée rechargeable.

Dim : Larg. 112 x Haut. 50 x Profondeur 52 mm, Poids : 270 g

Chargeur Mini Heine NT pour mini 3000

A Chargeur Mini NT

Ref. CHARGEURNT

B Batterie rechargeable 2,5 NIMH

Ref. BAT

C Culot adaptable pour poignée mini 3000

Ref. CA

D Ensemble Chargeur mini NT 2,5 V comprend : le chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables mini, 2 culots pour la poignée rechargeable mini 3000.

Ref. CHARGEUR NT

### Otoscoopes Heine Mini 3000

Lampes XHL Xénon Halogène, fibres optiques ou éclairage standard

Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre d'observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Les otoscoopes mini 3000 sont disponibles seuls, sans trousse, avec 5 spéculums à usage unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4mm) ou dans une trousse rigide de protection avec 5 spéculums à usage unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm) et 1 jeu de 4 spéculums réutilisables. Alimentation par 2 piles LR6 (fournies).

### A Otoscope de poche Mini 3000 avec éclairage direct

Eclairage direct avec technologies XHL Xénon Halogène. Lumière concentrée, blanche, très claire pour une illumination optimale.

Otoscope Mini 3000 à éclairage direct sur poignée, sans trousse

Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à éclairage direct

### B Otoscope Mini 3000 avec éclairage distal à fibres optiques

Otoscope compact et luminosité intense. Eclairage distal par fibre optiques avec une technologie XHL Xénon. Halogène qui apporte une illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan. Raccord de soufflerie en option pour test pneumatique du tympan.

Otoscope Mini 3000 à fibres optiques sur poignée, sans trousse

C Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à fibre optique



### Lunettes loupes Heine

Compact et légère  
Idéales pour les travaux de laboratoire et pour la médecine générale. Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche résistantes aux rayures produisent des images claires et précises. Réglage indépendant de l'écart interpupillaire pour un alignement précis des optiques. Confortables et très légères. Branches crochets souples et enveloppantes pour s'adapter au mieux à l'anatomie de l'utilisateur.

Grossissement : 2,3 fois.  
Distance de travail : 340 mm.  
Champs de vision (env.) : 11 cm  
Poids : 46 g.  
Réglage IP : 50-74 mm.  
Lunettes loupes  
Ref. LUN32



### Miroir de Clar

Eclairage indirect par miroir réfléchissant. Bandeau serre-tête ajustable s'adaptant à toutes les morphologies. Adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne. Boîtier à piles incorporé, livré avec 3 piles LR6AA.

Garantie : 2 ans.  
Miroir de Clar  
Ref. MIR 570101

### Ophthalmoscope Mini 3000

Très simple d'utilisation

Ophthalmoscope de haute qualité en format de poche avec diaphragme d'étoile de fixation. Une optique excellente dans de petites dimensions, idéal pour les visites.

5 diaphragmes différents.

Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20 D à +20 D.

Clip de fixation avec interrupteur intégré.

S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

Ophthalmoscope Mini 3000 2,5 V

En trousse

Avec étui

A Ophthalmoscope (fabriqué en Allemagne)

Ref. 171121



### Lampe combinée Heine mini 3000®

Lampe de poche compacte mais aussi porte abaisse-langue éclairant, robuste, à grande longévité, au design compact et moderne, en noir. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène.

Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

A Ref. LAMP0176120

B Ref. LAMP0176120

Ampoule de rechange – Ref. AMPOULE 107

### Lampe stylo Mini-Pen

Lampe permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement des examens buccaux.

Allumage par contact. Léger et performant, cet accessoire malin vous suivra partout.

C Mini-Pen Argent Ref. LAMPSTYLO



### Dermatoscope Heine Mini 3000 et Delta 20

Le dermatoscope de poche !

Dermatoscope de poche moderne avec un design compact et une optique de haute qualité. Grossissement 10 fois avec mise au point de l'optique. Système de verrouillage par rotation.

Clip de fixation avec interrupteur intégré.

S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

Précis d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs. Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires.

Dermatoscope Heine Mini 3000 + poignée à piles

A DERMA0178107

Delta 20 poignée 2,5V à piles + tête

B Ref. DERMA

## Divers, spéculums auriculaires



### Porte abaisse-langue Mini 3000

Avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langue à usage unique. Une simple pression du doigt libère l'abaisse-langue utilisé, évitant ainsi tout contact avec l'abaisse-langue utilisé.

Clip de fixation avec interrupteur intégré.

S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

Modèle complet sur poignée à pile mini 3000 avec 5 abaisse-langue à usage unique :

Noir – Ref. PORTE0174118N

Porte abaisse-langue avec ampoule, sans poignée

Ref. PORTE0174100

Abaisse-langue à usage unique – Ref. SPA0012304

Ampoule de recharge – Ref. AMPOULE037



### Otoscope vidéo sans fil OTOSCREEN

Ecran haute résolution LCD couleurs, 60 mm de diagonale. Caméra amovible miniature. Lumière intense diffusée par 2 lampes LED. Télécommande de charge. Autonomie de 4 h. Câble de RCA vidéo fourni pour une connexion sur un téléviseur.

OTOSUD Otoscope vidéo

SPECTRANS Spéculums transparents (boîte de 500)



### Spéculums auriculaires universels

Pour otoscopes

Usage unique


Boîte de 250 pièces.

Spéculums à usage unique disponibles en 2 diamètres :

La boîte la boîte >10

Ø 2.5 mm – Ref. SPECAURSD2

Ø 4mm – Ref. SPECAURSD4



### Transformateur mural Heine EN100®

Chargeur mural disposant du système Soft-Start qui permet d'éviter l'arrivée brutale du courant lors de la mise en route. Protège les ampoules lors de la phase critique de mise en route et prolonge leur durée de vie pour une utilisation économique. Convient à tous les instruments HEINE 3,5V.

Élégante poignée ergonomique très performante. Réglage progressif de la luminosité dans la poignée, cordon à spirales de grande qualité, confortable rayon d'action jusqu'à 3m, verrouillage intégré des instruments : antivol.

Possibilité d'extension grâce à une unité d'extension supplémentaire.

Livré sans instrument.

A Unité 1 poignée

B Unité 2 poignées

C Tête d'otoscope HEINE BETA 200

D Tête porte abaisse-langue

Ref. TRASFOEN

Ref. TRANSFOEN 2

Ref. TOH

Ref. TPAH



### Ampoules XHL® Xénon Halogènes

Rapport optimal qualité-prix/efficacité.

Ampoule pour poignée d'éclairage pour laryngoscopes F.O.

Ampoule pour otoscopes BERA 100, K100 et porte abaisse-langue mini 3000

Ampoule pour ophtalmoscope BETA 200

Ampoule pour otoscope BETA 200 et K180

Ampoule pour otoscope mini 3000 F.O.

Ampoule pour ophtalmoscope mini 3000

Ampoule pour lampe clip mini 3000 et lampe combinée mini 3000

Ampoule pour dermascope mini 3000

Ampoule pour otoscope mini 3000

Ref. AMPOULE035

Ref. AMPOULE037

Ref. AMPOULE069

Ref. AMPOULE077

Ref. AMPOULE105

Ref. AMPOULE106

Ref. AMPOULE107

Ref. AMPOULE109

Ref. AMPOULE110

## Thermomètres, oxymètre de pouls



### Thermomètre digital frontal sans contact FLASHTEMP

Permet une mesure sans contact avec la surface de la peau en seulement quelques secondes.

Indicateur lumineux en cas de fièvre

Mémoires de 30 mesures

Multi-usage : mesure de la température ambiante, de la surface de la peau, etc.

Livré avec sa housse de rangement.

Ref. THERMFLASH



### Thermomètre BRAUN Thermoscan PRO 4000

Thermomètre auriculaire professionnel  
Mesure en 1 seconde. Bip sonore en fin de mesure.

Détecteur de protection de sonde.

Ejecteur de protection sonde. Mémoire de la dernière température. Alimentation : pile lithium CR2032 (fournie). Validation Clinique & Homologation Médicale CE0197.

THERMAUR

Protecteurs de sonde pour thermoscan BRAUN

La boîte de 200 protecteurs Ref. 7654 PS

THERMPROB



### Oxymètre de pouls Oxy-One

Idéal pour le transport, les petites interventions ou la surveillance des patients en oxygénation, l'oxymètre de pouls Oxy-One se met automatiquement en service une fois placé au bout du doigt.

Caractéristiques techniques :

Dim. 1.25 x 2.20 x 1.31 cm – Poids 50 g.

Alimentation : 2 piles LR3.

Autonomie : 2500 prises de mesures ou 30 heures en fonctionnement continu.

Livré avec sacoche de rangement.

Ref. OXYMETRE9550

## Electrocardiographes

**Reprise**  
de votre ancien  
**ECG**  
pour l'achat  
d'un 3 pistes à  
interprétation



### Electrocardiographe 1 piste CARDIPOCKET

Ultra-compact.  
12 dérivations standards. 1 piste.  
Visualisation sur écran LCD du signal ECG. Imprimante thermique haute résolution. Alimentation secteur et batterie rechargeable.  
Très léger : 550 g.  
Très simple d'utilisation.  
Enregistrement en mode automatique ou manuel.  
Date et heure. Enregistrement d'environ 80 ECG.  
DPM/CCG381000

### ECG Cardimax FX 7202 3/6 pistes

Avec analyse et interprétation (livré avec logiciel)  
Le Cardimax FX-7202 est un ECG 3/6 pistes très léger.  
Ses points forts :  
Grand écran LCD, Autonomie : environ 150 ECG en version 6 pistes, Mesure ondes QRS, Etude de la variation de l'espace « RR »  
Mémoire permanente de 250 ECG environ  
Modes d'enregistrements : manuel et automatique  
Ecran tactile à cristaux liquides 3/6/12 pistes. Papier en liasse  
Sortie port réseau LAN (RJ-45)  
Mesures et analyse des 12 dérivations et détection des arythmies.  
Ref. FX7202  
Ceinture ECG 6 US à sangle réglable de l'enfant à l'obèse. Gain de temps plus besoin de positionner les électrodes une à une.  
Economie : plus d'électrodes à usage unique à acheter. Pratique : les électrodes se positionnent automatiquement.  
Ref. TAPUZ

### Electrocardiographe portable 3/6 pistes CARDIMAX FX8222

Confortable, précis, complet et polyvalent  
Alimentation secteur et batterie rechargeable – Autonomie : 90 mn environ  
Enregistrement manuel automatique  
Mesure des paramètres du QRS  
Enregistrement des troubles du rythme  
Ecran tactile couleur 13.4 x 10 cm incliné  
2 sorties RS232  
1 sortie LAN  
1 sortie SD Card  
Garantie : 3 ans  
Dim. 30.7 x 22 x 6.5 cm – Poids : 3.3 kg  
Livré avec sacoche et accessoires  
Ref. ECGFX8222  
Modèle avec interprétation  
Ref. ECGFX8221

## Tensiomètres, dopplers et holter



### Tensiomètre Heine

Gamma XXL  
Modèle de bureau (sans tube spirale)  
Modèle pour montage mural  
Modèle pour montage sur rail  
A Modèle sur pied à roulettes

HE1  
HE2  
HE3  
HE4

### B Tensiomètre colonne de Bureau

Tensiomètre à colonne sans mercure  
Méthode auscultatoire Korotkov à colonne  
Sans mercure  
Grand écran orientable  
Tube de gonflage spiralé  
Rangement du brassard

Ref. PR1

### Moniteur de constantes vitales Ri-vital®

Mesure simultanée en quelques secondes des données vitales multiples. Pression artérielle non-invasive (NIBP), Pôuls, Pression artérielle moyenne (MAP), SpO2, température (optionnelle), pression sanguine (validée cliniquement pour les adultes et les nouveau-nés).  
Technique de mesure PERAL-SpO2 haute précision. Antichoc. Manipulation facile et rapide. Accu puissant à ions Lithium jusqu'à 500 mesures.  
Thermomètre auriculaire à infrarouges.  
Ecran LCD grand et clair. Portable léger.  
Livré avec un brassard décontaminable adulte et un capteur doigt adulte.  
Ref. RIVITAL19



### Doppler mixte

Dimensions : L 75 x P. 140 x H 25 mm  
Poids : 350 g (avec pile et sonde)  
Avec sonde fœtale 2 mhz 8129143H  
Avec sonde vasculaire 8mhz 8129144H  
Sonde fœtale 2 mhz 129143HF  
Sonde vasculaire 8 mhz 129145HV  
Logiciel d'impression et de stockage des données 23148L  
C Doppler Mixte imprimante incorporée 8129145H

### Doppler mixte

Fœtal et vasculaire bi-directionnel  
Dernière évolution dans la gamme « HADECO », grand spécialiste des dopplers, cet appareil allie les signaux sonores à la visualisation des données sur écran LCD. Fonctionnement très simple : touche unique sur la sonde pour activer/désactiver l'appareil et pour figer les informations (tracés et données numériques).  
Stockage possible de 30 mises en mémoire. En option : logiciel compatible PC pour impression et stockage d'informations. Les sondes, ou fœtale ou vasculaire, sont compatibles avec le même moniteur.  
Applications cliniques :  
Evaluation des battements et des bruits du cœur du fœtus  
Intervention vasculaire périphérique  
Etudes segmentaires de la pression artérielle  
Compressions veineuses  
Détermination du pouls pédieux

### Doppler fœtal Fetoscope View

Utilisation simple et pratique par les médecins généralistes, les obstétriciens, sages-femmes.  
Ecran rétro-éclairé avec affichage du type de sonde connectée.  
Affichage du rythme cardiaque, 3 modes : temps réel, moyenne sur les 8 à ??? battements, moyenne sur une durée choisie  
Détecteur de branchement de sonde  
Connecteur pour l'écoute externe  
Arrêt automatique après 1 minute sans utilisation  
Indicateur de niveau de charge  
Alimentation par piles, autonomie 10 heures  
Fourni avec une trousse de transport, une sonde de 2 MHz et 2 piles LR6  
Ref. DOPPLERVIEW  
Grâce à sa sonde interchangeable, le doppler fœtal Fetoscope View peut se transformer en doppler vasculaire Vascope :  
Sonde vasculaire Vacuscope 4 MHz  
Ref. SONDE4  
Sonde vasculaire Vacuscope 8 MHz  
Ref. SONDE8



### Holter tensionnel TM2430

Analyse précise et fiable des résultats sur PC grâce au logiciel

Idéal pour le diagnostic et le suivi thérapeutique  
Caractéristiques :  
Principe de mesure oscillométrique  
Fréquence librement programmable  
Mode veille  
Capacité mémoire de 300 séquences de résultat  
Le logiciel PC Profil-Manager vous permet d'établir un diagnostic précis.  
Dimensions : 100 x 80 x 27 mm Poids : 220 g  
Livré avec le logiciel Profil-Manager et 1 chargeur de batterie  
Ref. TM2430



### Mallette Med Bag

Mallette ultra légère pour le professionnel de santé. Tissu très résistant, imperméable et lavable. Très belle finition, avec fermeture éclair YKK. Entièrement capitonnée  
 9 poches dans le compartiment central  
 2 poches latérales dont une pour le téléphone  
 1 poche frontale zippée avec élastique de soutien et 1 poche à l'arrière, fermeture velcro pour doc A4  
 Dimensions : 42 x 20 x 32 cm  
 Livrée avec bandoulière  
 Ref. MALMED



### Mallette ER-Bag

Emergency & Rescue Bag, mallette pour les urgences et premiers secours. Tissu très résistant, imperméable et lavable. Très belle finition avec fermetures éclair YKK. Très robuste, pouvant contenir jusqu'à deux bouteilles d'oxygène. Compartiment central divisé en deux. Equipée d'une bande réfléchissante pour la sécurité de l'urgentiste.  
 Dimensions : 53 x 30 x 25 cm  
 Livrée avec bandoulière  
 Ref. MALERB



### Mallette Smart Medical Bag

Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne. 2 poignées et 1 bandoulière amovible  
 Porte-téléphone à mousqueton  
 Cloisons intérieures amovibles à velcro  
 Dimensions : L 39 x I 22 x H 26 cm. Poids : 1,1 kg  
 Disponible en 4 coloris :  
 Bordeaux/liseré noir – Ref. MALSMARBX  
 Chocolat/liseré noir – Ref. MALSMARCH  
 Bleu/liseré bleu ciel – Ref. MALSMARB  
 Noir/liseré gris – Ref. MALSMARN



### Mallette médecin


Superbe mallette, cuir marron foncé, pleine fleur. Excellent rapport qualité/prix. Dim. 37 x 16 x 27 cm  
 Fabriqué en Allemagne  
 Grand modèle Ref. MALMED1  
 Petit modèle Ref. MALMED2

Mallette médecin cuir et tissu, doublé nylon  
 Excellent rapport qualité/prix  
 Mallette noire  
 Fabriqué en Allemagne  
 Grand modèle Ref. MALMED2  
 Petit modèle Ref. MALMED3



### Mallette Standing

Mallette en cuir, sobre et élégante, munie de rangements très fonctionnels. L'intérieur est doublé d'un revêtement très résistant. 5 compartiments intérieurs (sur toute la hauteur) dont un amovible à fermeture éclair, 1 compartiment extérieur à rabat, 1 compartiment extérieur à fermeture éclair. Serrure à clé.  
 Dim. 40 x 18 x 32 cm – poids : 2,3 kg  
 Garantie : 1 an.  
 Noir – Ref. MALSTANN



### Mallette Street Medical Bag

Sa conception tout terrain permet une utilisation en sac à dos, à la main ou en bandoulière. Poignées, bandoulière épaule réglable et sangles position sac à dos intégrées sur le côté de la mallette. A l'intérieur, 3 poches pour documents et accessoires, porte-clés, porte-stylos, porte-cartes de crédit et 3 compartiments amovibles. 3 poches extérieures, plaquées en forme, toutes zippées ou à velcro pour une sécurité d'utilisation dans toutes les positions.  
 Dim. 43 x 24 x 25 cm – poids : 1,6 kg  
 Garantie : 1 an  
 Disponible en 2 coloris :  
 Noir – Ref. MALSTREN  
 Rouge – Ref. MALSTRER



### Mallette Visita et Piccola BOLLMANN

Aménagement intérieur complètement amovible : compartiments réglables à volonté avec de grandes possibilités de rangement et une ouverture totale. Deux grandes tablettes en mousse préformée pouvant recevoir 74 ampoules assorties. Double poignée pour un plus grand confort de transport. En cuir véritable, traité anti-rayures ou en simili-cuir. Coloris noir, brun, bordeaux, gris.  
 VISITA Ref. MALVIS 440,00€  
 PICCOLA Ref. MALPIC



### Mallette médicale Bollmann Assista

Un petit chef d'œuvre !  
 Élégante alliance de la tradition et de l'esthétique contemporaine. Article d'une ligne rétro très mode, léger, spacieux et élégant. Revêtement intérieur lavable, séparations centrales modulables et amovibles  
 Deux poches intérieures  
 En cuir véritable  
 Noir, bordeaux ou brun  
 Traité anti-rayures  
 Dimensions : Long. 40 cm x Larg. 23 cm x Ht 17 cm  
 Poids 2 kg  
 Ref. MALBAS

### Mallette Medistar Bollmann

Mallette médicale, montée sur cadre alu équipé d'un système à ressort permettant le maintien en position ouverte.  
 Revêtement intérieur lavable.  
 Séparations centrales modulables et amovibles.  
 Poches intérieures.  
 Grande poche extérieure.  
 L 44 cm x I 25 cm, H 25 cm, P 1,6 kg  
 2 coloris cuir noir ou marron  
 Ref. MALBRE

### Mallette médicale Bollmann Medi-light

Polymousse cuir/tissu Ref. MALBL

## Pèse-personnes SECA



**A Pèse-personne SECA Viva 750**  
**B Pèse-personne mécanique SECA 761 plat à cadran rond : Classe médicale IV**

Pratique et solide : grâce à son design pur, cette balance fait bonne impression dans tous les domaines de fitness et wellness. Un boîtier solide en acier à revêtement par poudre, un cadran d'affichage circulaire et une plateforme habillée de similicuir facile à entretenir, que demander de plus pour une pesée confortable.

Capacité : 150 kg  
 Graduons : 1 kg  
 Dim. 317 x 117 x 477 mm – Poids : 3.5 kg  
 Blanc – Ref. PESEVIVA  
 Noir – Ref. PESEVIVANOIR  
 Revêtement noir/cadran blanc  
 Ref. PESELECTABN



**C Pèse-personne SECA Aura 807**

Balance numérique satisfaisant aux exigences les plus élevées en matière de précision, de confort et de design. Ecran LCD de grande taille pour une lecture rapide et simple du poids. La plateforme en verre de sécurité de 6 mm résiste aux chocs et aux coups. Elle est assemblée au socle en matière plastique de la balance à l'aide d'éléments modernes en acier spécial.


Capacité : 150 kg, Graduons : 100 g  
 Dim. 310 x 37 x 310 mm – Poids : 1.9 kg  
 Alimentation : piles, Fonctions : auto-HOLD, extinction automatique  
 Ref. PESE807



**D Pèse-personne SECA Robusta 813**

Balance idéale pour les contrôles de poids dans le domaine médical (domaine sans obligation d'étalonnage), mais également pour la surveillance du poids à domicile des personnes à forte corpulence.

Capacité : 200 kg, Graduons : 100 g  
 Dim. 433 x 47 x 373 mm – Hauteur des chiffres : 29 mm – Poids : 2.9 kg  
 Alimentation : piles, Fonctions : Auto-HOLD, extinction automatique  
 Ref. PESE 813



**E Pèse-personne électronique SECA 877 plat - Classe III**

Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être légères. Avec seulement 4.2 kilos et des dimensions extrêmement compactes, la seca 877 en est un parfait exemple. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'être particulièrement robuste et d'avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands pieds de nivellement en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. TARE du poids de l'adulte est alors assuré par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

Capacité : 200 kg  
 Graduons : 100g < 150 kg > 200g  
 Fonctions : TARE-mère, extinction automatique  
 Dim. Plateforme 321 x 60 x 356 mm – Poids : 4.2 kg  
 Alimentation : piles  
 Ref. PESE877

## Pèse-bébés SECA



**Pèse-bébé mécanique SECA 745 à poids coulissants - Classe III**

Robuste et économique

Le plateau de ce pèse-bébé à poids coulissants, délicatement incurvé, assure une pesée en toute sécurité. Un réglage du zéro avant la pesée permet de déterminer de façon fiable le poids net en cas d'utilisation de l'appareil avec un linge.

Le boîtier laqué résistant aux chocs et aux égratignures est particulièrement facile à entretenir et garantit la longévité du pèse-bébé seca 745.

Capacité : 16 kg – Graduation : 10 g  
 Dim. 550 x 180 x 290 mm – Poids : 6.4 kg  
 Pèse-bébé seca 745  
 Ref. PESEBEBE745

**A Toise sur table**

Toise bébé en bois.

Plage de mesure : 0 – 100 cm  
 Graduation : 5 mm – Excellente finition  
 Chiffres tous les 5 cm. Traitée ébénisterie  
 Poids : 1.2 kg  
 2 coloris disponibles :  
 Bois naturel – Ref. TOISBB  
 Bois blanc – Ref. TOISBBC



**Pèse-bébé électronique SECA Lena 354**

2 appareils en 1

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher rapidement et facilement la nacelle du châssis. Le pèse-bébé se transforme alors en une balance compacte robuste pour des enfants ayant un poids jusqu'à 20 kg. La fixation solide entre les deux éléments démontables de la balance assure une sécurité absolue pour soulever ou transporter la balance. La fonction BMIF (Breast-Milk-Intake) permet de vérifier de façon sûre la quantité de lait absorbée lors de l'allaitement.

Capacité : 20 kg – Graduation : 10 g < 10kg > 20g  
 Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, extinction automatique.  
 Dim. 552 x 156 x 332 mm – Poids 2.3 kg

Pèse-bébé seca 354  
 Ref. PESEBEBE354  
**B Pèse-bébé pliable avec poignée intégrée**  
 Ref. PESEBEBE50  
 Mallette de transport  
 Ref. MAL50

**C Microtoise murale à ruban**

De faible encombrement et facile à fixer au mur, la microtoise permet une lecture directe de la mesure par curseur.

Plage de mesure : 0 à 2,2 m  
 Graduation : 1 mm. Poids 140 grammes  
 Microtoise murale à ruban  
 Ref. MICRO



**Pèse-personne à colonne SECA 799 avec fonction BMI Classe III**

Alimentée par piles, la balance seca 799 à faible consommation d'énergie est flexible et autonome et ne nécessite que peu d'entretien ; elle convient parfaitement à une utilisation professionnelle. Le revêtement antidérapant de la plateforme garantit une pesée en toute sécurité.

Capacité : 200 kg  
 Graduation : 100 g < 150 kg > 200g  
 Fonctions : TARE, HOLD, BMI, extinction automatique.  
 Dim. 294 x 831 x 417 mm – Dimensions plateforme 272 x 75 x 280 mm – Poids : 6.8 kg  
 Alimentation : piles/bloc secteur en option  
 Ref. PESE 799

# Echelles optométriques, éclairage médical



## Test de Monoyer

Echelle optométrique murale plastique mat, pliante en 3 pièces avec chaînette.

2 modèles :

**A** Lecture directe à 3m, modèle T5

Ref. ECHELLE T5

**B** Lecture directe à 5m, modèle T1

Ref. ECHELLE T1

## Test enfant

Echelle optométrique mural sur matière plastique mat, pliante en 3 pièces avec chaînette.

Lecture directe à 5 m ou inversée

**C** Ref. ECHELLE T8




## Album test d'Ishihara

Album test d'Ishihara pour la classification complète des anomalies de perception des couleurs. Edition complète 38 planches T22. Ref. ECHELLEISHI

## D Echelle de Parinaud

Recto Verso pour lettrés  
Echelle de Parinaud  
Ref. ECHELLEPAR



## Lampe d'examen HX 20 F

Lampe halogène 20 W.  
20000 Lux à 50 cm !  
Tête montée sur flexible  
Pied roulant inclus.  
WALD141 :  
Ampoule de rechange 20W



## LAMPE LOUPE RLL122

Lampe fluorescente 22W  
Grossissement x ???  
Bras compensé par ressort  
Fixation en option  
WALD607  
Pied roulant  
WAL330  
Fixation murale  
WAL132  
Pince étai  
WAL100C

# Divans d'examen



## Divan 118

Un grand classique, qualité irréprochable, bâti acier inoxydable

Tête réglable par vérin à gaz

Inclinaison proclive 55° et décline 20°

Sellerie à bourrelets latéraux mousse haute ou sellerie plate, densité et partie centrale mousse moyenne densité épaisseur 50mm.

Revêtement simili-cuir anti feu classe M1

Bâti acier inoxydable

Porte rouleaux de drap d'examen intégré

Vérins de stabilité réglables sous 2 pieds

Dim. : L 195 x l. 65, 73 ou 75 x H 82 cm

Poids : 30 kg (larg. 65), 36 kg (larg. 75).

**A** Divan sellerie plate

Largeur 65 cm Ref. 11865

Largeur 75 cm Ref. 11875

**B** Divan sellerie à bourrelets

Largeur 65 cm Ref. 118651

Largeur 75 cm Ref. 118751

Etriers et étaux

Pour divans 118 et Fidji

TV (trou visage)

Délai de livraison 4 semaines

Précisez le coloris souhaité lors de la commande.



## Divan Eco PROMOTAL

2 largeurs disponibles

Mousse haute densité épaisseur 50 mm.

Revêtement simili-cuir anti feu classe M1

Tête réglable par compas cranté

Inclinaison proclive 45°

Sellerie plate

Finition époxy polyester gris nuage

Plusieurs coloris possibles. Normes CE

Dim. : L. 188 x l. 65 ou 75 x H. 75 cm

Poids : 32 kg

**B** Divan Eco

Largeur 65 cm

Ref. 1810

Largeur 75 cm

Ref. 1811

Option porte-rouleau

Ref. 18

Marchepied 2 marches

REFMA

Tabouret piètement chromé

Piètement chromé 5 branches à roulettes. Hauteur réglable

par vérin à gaz de 51 à 71 cm. Assise épaisseur 7cm.

REFTAB

## Divan Fidji

Ce divan est équipé d'une mousse double densité lui apportant robustesse et offrant un meilleur confort au patient (mousse 75 kg/m3 ép. 30 mm + Mousse 27 kg/m3 ép. 20mm)

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage

Dossier réglable par vérin à gaz (inclinaison décline 17° - proclive 60°)

Avec porte-rouleau (largeur maxi 50 cm - Ø 20 cm côté tête)

Châssis entièrement soudé

4 patins réglables pour une stabilité optimale

Sellerie plate non-feu M1

Accès pour les pieds sous le divan

Hauteur avec sellerie 81 cm

Longueur 200 cm, largeur du châssis 60 cm

Poids : 85 kg

**C** Divan fidji

Sellerie plate

Largeur 65 cm

REFFID65

Largeur 75 cm

REFID75

Sellerie à bourrelets de largeur 65 cm

Ref. FID651

Sellerie anatomique de largeur 65 cm

Ref. FID652

## Divans d'examen



### Table d'examen Ritter 204

Elle vous facilite le quotidien !

Tiroirs à ouverture bi latérale

Une sellerie plus large que la base pour être plus près du patient

Capacité de rangement : 5 tiroirs intégrés

Facile à nettoyer : sellerie amovible et tiroirs monobloc à coins arrondis

Des tiroirs accessibles de chaque côté pendant l'examen

Un nouveau marchepied plus large avec des roulettes auto-bloquantes

Dossier assisté par vérin à gaz, assise inclinable et repose-jambe extensible

Capacité de charge patient : 225 kg

Caractéristiques 204

Porte rouleau papier en tête 50 x 12 cm

Dimensions : L 151 (extensible à 193) x L72 x H 84 cm

Structure acier revêtement époxy. Etriers rétractables intégrés. Cuvette ABS. Poids net 113 kg. Garantie 1 an.

Table ritter 204

REF204

\* précisez le coloris souhaité lors de votre commande



### Table d'examen Ritter 222

Sellerie anatomique, sans couture et classée M1 (non feu)

Hauteur variable électrique de 46 à 94 cm

Dossier, avec une inclinaison d'assise de 5°, réglable par vérin hydraulique

Coussin de tête incorporé

Tiroir de rangement et tablette de travail en ABS, incorporés à l'avant de la table.

Repose-jambes escamotables de 43 cm

Etriers escamotables

Porte rouleau drap d'examen intégré

Dimensions : L 146 (extensions 189) x L 67 x H 46 cm

Poids : 193 kg. Volume : 1,25 m3. Capacité : 181 kg

Homologuée CE

Ref. 222



### Divan Moreuil

Fonctionnel et pratique !

Bloc de rangement intégré 4 tiroirs à fermeture à clé. Dossier réglable hauteur fixe de 80 cm. Sellerie anatomique, épaisseur 50 mm

Disponible en 18 coloris. Lavable et résistant, peinture époxy

Caractéristiques :

Ceinture bâti en tube 30 x 30 mm époxy blanc

Bloc 4 tiroirs télescopiques (hauteur utile 14 cm)

Sellerie épaisseur 50 mm

Revêtement en PVC

Mousse : densité de 45 kg TF épaisseur 45 mm

Capots ABS fixés sous les dossiers et sous l'assise

Dossier réglable par vérin à gaz

Porte rouleau de drap d'examen inclus

Poids supporté : 200 kg

Dimensions

Dossier : L. 66 x 67 cm

Assise : L. 135 x 67 cm

Hors tout : L 2m x 67 cm

Dimensions tiroirs : L. 44 cm x P 60 cm x H 14 cm

Poids : 50 kg

Garantie : 3 ans (sauf revêtement garantie 1 an)

Divan à hauteur fixe moreuil

REFMOVO

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande



### Licata 2

A Hauteur réglable, 2 moteurs

Divan d'examen électrique 2 moteurs et adapté pour toutes les consultations médicales.

Cette table d'examen est réglable en hauteur de 42 cm à 100 cm. La longueur (2m) et la largeur (67 cm) permettent une assise plus confortable pour le patient.

Equipé d'un dossier réglable en inclinaison de 0° à +70° par vérin à gaz. Lavable, ce divan d'examen, avec un porte-rouleau de drap d'examen inclus, résiste aux procédés de désinfection utilisés dans les hôpitaux.

Caractéristiques :

Ceinture bâti en tube 30 x 30mm époxy gris

Sellerie PVC épaisseur 40 mm, en finition tendue et bourrelets latéraux sans coutures

Capots ABS fixés sous le dossier et l'assise

Dossier réglable par vérin à gaz

Porte rouleau de drap d'examen inclus

2 moteurs à élévation électrique

Fourni avec câble d'alimentation et commande manuelle

Poids supporté : 220 kg

Dim. Hors tout : L 200 cm x 67 cm, poids : 65 kg

Assise : L135 x 67 c2, dossier : L 65 x 67 cm

Licata 2 – 2 plans

Etaux et étriers

REFLICVO

REFETUP

**LIVRAISON À DOMICILE  
GRATUITE (achat par cartons)**  
☎ 05 61 70 10 54

## Incontinence TENA

**Tena Lady**

Serviettes spécifiques. Invisibles et anatomiques, elles permettent d'oublier les fuites urinaires légères. Fixation par adhésifs. Grande vitesse d'adaptation. Discrétion et confort.

TENA LADY ULTRA MINI Le sac de 28 Réf : SCA761130  
TENA LADY MINI Le sac de 20 Réf : SCA760210  
TENA LADY PLUS Le sac de 16 Réf : SCA760301

TENA LADY NORMAL Le sac de 24 Réf : SCA760406  
TENA LADY EXTRA Le sac de 20 Réf : SCA760506  
TENA LADY SUPER Le sac de 30 Réf : SCA761703  
TENA LADY MAXI Le sac de 12 Réf : SCA760906

**Tena Silhouette**

Sous-vêtement féminin décoré absorbant. S'ajuste parfaitement à votre silhouette. Matière unique « douceur coton » et système Odour Control tm, disponible en 2 tailles.

- Tena silhouette extra medium Le sac de 8 Réf : SCA796208  
- Tena silhouette extra large Le sac de 7 Réf : SCA796307

**TENA COMFORT**

Tena Comfort. La solution anti-fuites discrète et efficace pour l'incontinence moyenne à forte. Forme anatomique.

TENA COMFORT SUPER Le sac de 30 compactées Réf : SCA758123  
TENA COMFORT MAXI Le sac de 28 compactées Réf : SCA759154

**TENA Slip**

Changes complets ultra absorbants jour et nuit pour personnes à mobilité réduite présentant une incontinence modérée à très forte. Avec une bande de confort et un double matelas, et grâce aux barrières anti-fuites, ils assurent une protection maximale.

TENA SLIP PLUS (Xtr small, Small, Medium, Large) le sac de 30 Réf : SCA710001  
TENA SLIP SUPER (Small, Medium, Large) le sac de 28 Réf : SCA710004  
TENA SLIP MAXI (Small, Medium, Large) le sac de 24 Réf : SCA710500

**TENA Men**

Protections masculines pour fuites urinaires légères. Très discrètes, elles passent inaperçues sous un pantalon. Recommandé après une opération de la prostate.

TENA Men niveau 1 Le sac de 24 Réf : SCA750652  
TENA Men niveau 2 Le sac de 20 Réf : SCA750751  
TENA Men niveau 3 Le sac de 16 Réf : SCA750834

**TENA Pants**

Culottes absorbantes jetables pour personnes actives et mobiles. Elles allient confort et esthétique grâce à l'enveloppe extérieure d'aspect textile qui laisse la peau respirer. Pratiques, elles s'enfilent et se retirent comme un sous-vêtement classique en déchirant les côtés. Double sécurité anti-fuites et confort maximal. Convient aux hommes et aux femmes.

TENAN PANTS PLUS – Medium Le sac de 14 Réf : SCA791102  
TENAN PANTS PLUS – Large Le sac de 14 Réf : SCA791202  
TENAN PANTS PLUS – Extra large Le sac de 12 Réf : SCA791302  
TENAN PANTS SUPER – Medium Le sac de 12 Réf : SCA791160  
TENAN PANTS SUPER – Large Le sac de 12 Réf : SCA791260  
TENAN PANTS SUPER – Extra large Le sac de 12 Réf : SCA791360  
TENAN PANTS MAXI – Medium Le sac de 10 Réf : SCA791170  
TENAN PANTS MAXI – Large Le sac de 10 Réf : SCA7911270

**TENA Wash Gloves**

Gants de toilette à usage unique, souples et absorbants. Non plastifiés, la boîte de 200 Réf : SCA740400  
Paquet de 50 Réf : SCA440401

**TENA Wet Wipe 3 en 1**

Sachet distributeur de 48 lingettes  
Réf : SCA2518

**A TENA Zinc Cream**

Aide rapidement à soigner les irritations de la peau et les rougeurs.  
Le tube de 100 ml  
Ref. : SCA1978

**BTENA Barrier Cream**

Crème idéale pour l'incontinence, grâce à une barrière hydrofuge, neutralise les odeurs.  
Le tube de 150 ml  
Réf. : SCA1980

## Confort du patient



### Aérosol Miko Eco

Aérosol à compresseur fonctionnant sur secteur. Pour usage à domicile, boîtier élégant aux normes européennes.  
Ref. : 600000



### Déambulateur fixe réglable

Ultra-léger. Une main-courante continue permet à l'utilisateur de bien gérer la position de ses mains. Réglable en hauteur de 80 à 90 cm. Stable, robuste et léger, il peut supporter jusqu'à 130 kg. Ref. : 221100



### Déambulateur à roulettes avec siège

Déambulateur acier époxy couleur, réglable de 71 à 98 cm, siège en PVC. Poignées anatomiques pour une meilleure tenue. Aisance du déplacement grâce aux roulettes à l'avant. Embouts antidérapants pour une bonne stabilité à l'arrêt. Modèle pliant. Largeur hors tout : 60 cm.  
Ref. : 243800



### Rollator pliant 4 roues

Maniable et sécurisant, idéal pour se déplacer chez soi ou à proximité. Equipé de freins, d'un panier amovible et d'un plateau. Accompagne en sécurité toute personne nécessitant une aide à la mobilité.  
Acier époxy. Roues : Ø 180 mm, largeur totale 60 cm  
Hauteur réglable (poignée/sol) : 79 à 94 cm  
Largeur d'assise : 16 x 38 cm.  
Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg  
Ref. 243840

### Cannes Anglaises Fun

130 kg (non représenté)  
Ref. : 200013

## \* Achat d'un déambulateur



### Fauteuil releveur

Releveur avec la continuité assise repose-pieds.  
Ref. : 820071

### Table de lit ISIS

Robuste et maniable. Hauteur et inclinaison du plateau réglables (lecture, écriture, repas). Plateau à rebords pour éviter la chute des objets.  
Ref. : 421000



### Table de lit réglable pied en U

Hauteur réglable par molette de serrage de 75 à 110 cm.  
Piètement cintré en « U » finition époxy gris. 4 roues dont 2 à frein.  
Plateau fixe décor « hêtre naturel »  
Ref. : 421415



### Disque de rotation TURNER

AIDE AU LEVER  
Un design élégant et une manipulation aisée. Des transferts faciles et sûrs pour passer du lit au fauteuil.  
Ref. : 92000

## \* Achat d'un appareil de verticalisation



### Fauteuil roulant

Fauteuil roulant aluminium, transferts facilités grâce aux accoudoirs relevables et réglables. Dossier cassant pour l'emporter facilement en voiture. Couleurs : Argent ou bleu. Largeur : 38, 41, 43, 45, 48 cm  
Ref. : 260000  
A coussin Alova Galbé Ref.420500

## \* Location ou achat d'un fauteuil roulant + achat d'un coussin anti-escarres classe 2



### Lève-personne électrique Birdie

Birdie™ Compact. Très étroit. Encombrement réduit. Large poignée de guidage. Roues de 75 mm à 100 mm. Poids max utilisateur : 150 kg.  
Birdie™ Plus. Grand confort. Poids max utilisateur : 170 kg.  
Ref. 920010

## \* Location d'un lève malade avec sangle



### Siège de bain pivotant

Ce siège permet un accès plus facile au bain pour les personnes à mobilité réduite. Il pivote sur son axe à 360° avec arrêt possible tous les 90°.  
Structure époxy antirouille. Siège enveloppant. Charge maxi 130 kg. Poids : 5,7 kg.  
Ref. 540211



### Tabouret de douche

Pour prendre sa douche en toute sécurité. Structure en alu blanc, siège en plastique. Réglable en hauteur.  
Assise légèrement inclinée vers l'avant. Accoudoirs évasés pour permettre l'ampleur des gestes.  
Poids supporté : 100 kg  
Hauteur réglable de 48 à 61 cm  
REF 550820



Coussin demi-lune  
Ref. : 420610



Coussin Universel  
Ref. : 420600



Coussin cylindrique  
Ref. : 420613



Coussin Bouée  
Ref. : 420612



Décharge Talonnière  
Ref. : 420541



Coussin décubitus  
Ref. : 420611

## \* Achat d'un coussin de positionnement

## Confort du patient

**Compresseur et surmatelas à air P100A**

Largeur 90 cm ou 120 cm  
Ref. : 430000

**Matelas ALOVA à décharge Talonnière + housse intégrale**

Largeur 90 cm ou 120 cm  
Ref. : 420100

**Lit médicalisé électrique**

Lit médical adapté à la pris en charge des personnes de 135 à 270 kg.  
Dimension : 90 x 200 cm. Existe en 2 ou 3 fonctions.

\* Achat ou location compresseur et surmatelas à air

\* Achat matelas à mémoire de forme ALOVA CLASSE 2

\* Location lit électrique. Largeur 90 cm ou 120 cm (140 cm sur demande) barrières, potence + achat d'un matelas anti-escarres.

**Fauteuil garde-robe**

Chaise garde-robe équipée d'accoudoirs rembourrés et d'une assise très confortable. Assise : larg. 46 x prof. 46 x H 51 cm). Poids : 8 kg. Revêtement en skaï, coloris bleu. Poids maxi : 100 kg. Ref. 320023B

**Chaise de douche multi-usage**

Équipé d'un seau de forme anatomique escamotable sur le côté et à l'avant. Réglable en hauteur. Utilisation pour la douche, pour les toilettes et pour la chambre. Stable grâce aux pieds équipés de ventouses. Ref. : 380000

**Fauteuil garde-robe de douche sur roulettes, repose pieds et accoudoirs escamotables**

A Chaise sur roulettes avec accoudoirs escamotables. Sécurité avec 2 roues arrière à frein. Repose-pieds chromé escamotables et chaise alu époxy bleu ciel. Ref. 380200

B Largeur d'assise : 44 cm. Hauteur d'assise : 49 cm et 52 cm.

Poids : 15 kg et 17 kg. Largeur totale : 54 cm et 62 cm. Poids maxi : 120 kg. Ref. 380201



\* Achat d'un fauteuil garde-robe

\* Achat d'un fauteuil garde-robe sur roulettes

**Fauteuil MONTMARTRE Ref. 820081 et Fauteuil Elysee avec tablette Ref. 820080**

Largeur d'assise 39 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm  
Poids maximum : 130 kg

Coloris microfibres chocolat et skaï : bleu, vert, framboise et châtaigne

**Fauteuil PREMIUM électrique**

Coloris chocolat  
Sur roulettes avec cache roues amovibles  
Ref. 820085

**Fauteuil PRIVILEGE électrique et massant coloris chocolat ou noir**

Ref. 820086  
Sur roulettes avec cache roues amovibles

\* Achat d'un siège coquille complet + coussin anti-escarres classe 2

# LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

TOUT VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL DISPONIBLE  
DANS NOS 2 MAGASINS !

LIVRAISON, INSTALLATION À DOMICILE.

PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE.

MATÉRIEL ET MOBILIER POUR MÉDECINS ET INFIRMIÈRES

**Saint - Alban**

**100 m<sup>2</sup>**




**7, avenue de Villemur  
31140 SAINT-ALBAN  
Tél : 05 61 70 10 54  
Fax : 05 61 70 76 00**

**Horaires :**

**Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 00  
et de 14 h à 19 h  
Samedi de 9 h à 12 h 30  
Parking gratuit**

**Gratentour**

**500 m<sup>2</sup>**



**14, rue de la Gravette  
31150 GRATENTOUR  
Tél : 05 61 74 66 91  
Fax : 05 61 70 76 00**

**Horaires :**

**Du mardi au vendredi  
de 14 h 30 à 19 h  
Parking gratuit**

Cachet distributeur

**SDSR**  
MEDICAL

[www.sdsrmedical.com](http://www.sdsrmedical.com)