

Stéthoscopes 3M Littmann



Littmann® 3100-3200

Une qualité de son exceptionnelle
Amplification jusqu'à 24 fois supérieure (par rapport à un stéthoscope cardiologique classique)

- Réduction jusqu'à 85% des bruits ambiants et des bruits de frottements
- Ecran LCD avec indicateur de rythme cardiaque,
- Adapté à l'auscultation des adultes, des enfants et des nourrissons,
- Fonctionne avec pile AA,
- Signal sonore de piles faibles.

Disponible en marine, bordeaux, prune, vert anglais ou noir.
Garantie : 3 ans
Ref. STE3100B
Modèle avec transmissions de données vers un PC E3200
Ref. STE3200



Littmann Master Cardiologie

Sensibilité élevée
Il dispose d'un pavillon unique monobloc « Master » avec membrane double fréquence.

- Avantages :
- Pavillon en acier inoxydable poli à la main
 - Tubulure à double conduit
 - Lyre légère et confortable
 - Bague anti-froid
 - Ressort interne à la lyre
 - Embouts auriculaires souples brevetés
- Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais, prune ou Black Edition
Garantie : 7 ans
Ref. STE2160-Noir
STE2163 – Bordeaux
STE2164 – Marine
STE2165 – Vert anglais
L'unité
STE2161 – Black Edition



Littmann cardiologie Soft Touch

Membrane double fréquence
Il combine une acoustique excellente avec un pavillon au design unique et breveté.

- Avantages :
- Excellente qualité acoustique en hautes et basses fréquences
 - Pavillon unique de forme ovoïde permettant l'auscultation des sites difficiles
 - Conduit double tubulure favorisant l'isolation des bruits parasites
 - Pavillon unique permettant d'écouter les sons de hautes et de basses fréquences
 - Design unique et attrayant
 - Lyre orientée selon l'anatomie auriculaire
- Disponible en noir, marine, bordeaux ou prune
Ref. STE4471



Littmann Dual Cardiologie III

Enfants/Adultes
Une qualité acoustique exceptionnelle pour le cœur des petits et des grands patients.

- Avantages :
- Pavillon en acier inoxydable
 - Double pavillon breveté
 - Tubulure double conduit
 - Bague anti-froid
 - Embouts auriculaires souples
 - Ressort interne à la lyre ajustable
- Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais ou prune
Garantie : 5 ans
Ref. STE3128 – Noir
STE3129 – Bordeaux
STE3130 – Marine
STE3134 – Vert anglais
STE3135 – Prune
L'unité
STE3131 Black Edition

Stéthoscopes



A Stéthoclassic

Le stéthoscope paramédical
Récepteur en aluminium anodisé.
Fabriqué en Allemagne.
Stéthoclassic simple pavillon
Noir, Bleu, Rouge, Vert
Stéthoclassic double pavillon
Noir, Bleu, Rouge, Vert

B Cardio Bososcope

Sensibilité acoustique d'exception pour cardiologues et pneumologues
Fabriqué en Allemagne, destiné aux cardiologues, pneumologues, médecins généralistes et pédiatres.
Stecardio



Laubry SPENGLER

Le célèbre cardiophone
Le célèbre « Cardiophone » pour la prise de tension et l'auscultation générale.
Récepteur simple pavillon en laiton chromé matricé, plat et robuste.
Membranes acoustiques en fibre de verre époxy « haute résolution » et bague anti-froid
Lyre anatomique orientée à l'angle d'écoute avec ressort technique intégré dans un tube en Y renforcé en PVC.
Livré avec une paire d'embouts et un jeu de membrane et bague de rechange.
Ref. STE505001 – Noir
STE505017 – Carmin
STE505018 – Marine



C Stéthoscope Classic II S.E.

Le stéthoscope de référence
Double pavillon, Membrane, Double fréquence
Tubulure à simple conduit hautement performante
Bague anti-froid, Embouts auriculaires souples
Existe en modèle Adulte, Pédiatrique
Garantie : 3 ans, Différents coloris
Ref. STE2205 – Adulte Noir
STE2113R – Pédiatrique Rouge framboise

D Stéthoscope ALTO II

Stéthoscope similaire au précédent
De fabrication Allemande
Existe en modèle Adulte ou pédiatrique
STE2201 – Adulte Noir
STE2213 – Adulte Bleu
STE2211 – Adulte Bordeaux
STE2113 – Pédiatrique Noir
STE2113A – Pédiatrique Rouge
STE2119A – Pédiatrique Bleu



E Stéthoscope Master Classic II

Pavillon ergonomique bénéficiant par simple pression de la technologie double fréquence, lyre orientée, bague anti-froid.
Dim. : L.69 cm, Ø 4,7 cm.
Livré avec 2 paires d'embouts auriculaires.
Garantie : 3 ans
Différents coloris
Ref. STE2144LM

Stéthoscope PLANO II

Stéthoscope similaire au précédent
De fabrication Allemande.
Ref. STE2144L – Noir
STE2630 – Vert
STE2146 – Bordeaux
STE2147 – Bleu marine

Tensiomètres

**A Vaquez-Laubry Classic SPENGLER**

La référence des tensiomètres « haut de gamme » depuis 1907. Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal chromé, protège-manomètre en mousse anti-choc et support de manomètre en croûte de cuir indéchirable. Brassard en polycoton et poire grand volume en PVC. Livré en trousse.

Disponible en plusieurs modèles :

Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE518011

Adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518012

Adulte marine fermeture sangles – Ref. TE518112

Large adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518002

Enfant (Petit adulte) rouge fermeture velcro – Ref. TE518021

B Tensiomètre Oscillophone

Le boîtier du manomètre réalisé en plastique anti-choc est fixé sur le brassard. Manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité anti-corrosion.

Fabriqués en Allemagne

Livré en trousse

Ref. OSCB

**Boso Classic et Classic adulte**

Système de tuyau 2 en 1

Le manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Le système breveté de tuyau 2 en 1 ne présente extérieurement qu'un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d'un système double-tubulure : l'apport d'air provoqué par la pression sur la poire est d'abord dirigé vers le brassard, puis transmis, atténué, au manomètre. La montée en pression se fait donc sans à-coups, protégeant ainsi le mécanisme. La poire ergonomique, particulièrement puissante, permet un gonflage rapide. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de + ou - 3 mmHg sur toute la plage de mesure.

A Tensiomètre Boso Classic Adulte Ref. TECLASSICO3

Kit Boso Classic 3 brassards Ref. TECLASSICO3

B Tensiomètre Boso Classic Adulte Ref. TECLASSIC

C Boso Varius

Cadran 60mm

Tensiomètre professionnel simple tubulure. Le manomètre est insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague de protection du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de + ou - 3 mmHg sur toute la plage de mesure.

Tensiomètre Boso Varius Ref. BV

boso
BOSCH + SOHN
GERMANY

**Boso Clinicus**

Tensiomètre professionnel simple tubulure, spécialement conçu pour l'usage hospitalier. Manomètre Ø 60 mm insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague de protection du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de + ou - 3 mmHg sur toute la plage de mesure.

Livré avec un brassard adulte velcro noir dans un étui à fermeture à glissière. Fabriqué en Allemagne par BOSO.

Tensiomètre Boso Clinicus

Noir TE985

Vert TE984

Rouge TE983

Bleu TE982

**Tensiomètre Métal**

Simple tubulure

Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec bague protection, protégé contre la corrosion.

Poire sans latex avec valve de décompression chromée. Socle de valve en métal. Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.

Cadran de diamètre 60mm et 50 mm.

Poignée-cuillère en acier inoxydable. Membrane lissabilité optimale jusqu'à 300 mmHg (+/- 3 mmHg)

Livré avec étui vinyle à fermeture éclair.

Avec brassard nylon velcro sans latex. Fabriqué en Allemagne.

A Tensiomètre métal Diam 60

B Tensiomètre métal Diam 50

Adulte brassard nylon

Noir, vert, rouge, bleu

Ref. TE980

**D Lian Classic SPENGLER**

Gonflage très rapide

Modèle double tubulure de référence.

Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal chromé, protège-manomètre en mousse anti-choc et robinet de décompression métal bénéficiant d'une montée en pression et décompression parfaitement linéaire.

Poire grand volume en PVC.

Livré en trousse.

Modèle Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE520051

Lian NM SPENGLER

Sans cuillère d'appui (non représenté)

Poire de 50 mm de diamètre

Vis de décompression centrale, arrière pour ambidextre

Équipé d'un raccord rapide pour un changement facile du brassard

Ref. TE520052

E Boso Solid adulte

Simple tubulure. Résistant aux chocs

Manomètre 60 mm insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Appareil équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de 3 mmHg sur toute la plage de mesure.

Livré avec brassard adulte velcro noir dans un étui à fermeture à glissière.

Fabriqué en Allemagne

Tensiomètre Boso Solid Adulte

Ref. TE520621

Tensiomètre Solid + 3 brassards (enfant, adulte, obèse)

Ref. TE520622

**Gamma G7**

Le fleuron de la gamme en alliage d'aluminium D'une ligne résolument nouvelle, ce tensiomètre ????? par le spécialiste du diagnostic Heine va vous ??? par sa fiabilité et son confort.

Plage de mesure de 0 à 300 mmHg

Protection contre les surpressions

Soupape de dégonflage interchangeable gauche/droite

Microfiltre intégré

Boîtier plastique anti-chocs

Brassard adulte velcro

10 ans de garantie

Tensiomètre Gamma G7

Ref. TEGAMMAG7

Kit brassards Large adulte, Adulte et Enfant dans un étui à fermeture éclair

Ref. TEGAMMZG7KIT

Tensiomètres au poignet



A



B



A



OMRON

Gonflage automatique contrôlé

Méthode de mesure oscillométrique
Plage de mesure
SYS/DIA : 20 – 280 mmHg
Pouls : 40 à 200 battements/minute
Précision : Tension +/- 3 mmHg, Pouls +/- 5% du résultat.
Bracelet pour poignets de 135 à 195 mm de circonférence
Mémoire : 30 mesures
Gonflage et dégonflage automatique de l'air
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls.
Dim. : 79 x 73 x 58 mm, poids 120 g
Livré avec 2 piles LR3
A Ref. TEEBS
B Ref. TEEMS

Omron R3

Entièrement automatique
Moyenne des 3 dernières mesures prises dans un délai de 10 minutes maximum
Brassard adulte – Circonférence de 13,5 à 21,5 cm
60 mémoires
Livré avec une boîte rigide de rangement et un jeu de piles.
Brassard 13,5 – 21,5 cm Poids 120 g
OMRON R3
Ref. TEER3

A Omron R7

Un capteur évalue le positionnement du poignet par rapport au niveau du cœur et déclenche automatiquement la mesure quand la position est correcte. Technologie Intellisense gonflage contrôlé.
Omron R7
Ref. TEER7

Omron R6

Entièrement automatique
Grand écran
Détection des mouvements
Capteur automatique de positionnement (système APS) avec signal sonore et visuel
90 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs possibles, avec moyenne des 3 dernières mesures.
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique)
Système Dual check (garantie d'une bonne prise de mesure par un second contrôle intégré).
Livré avec une boîte rigide de rangement.
Omron R6 Ref. TEER6

Tensiomètres au bras



A



Omron M3

Grand écran
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 32 cm
Commutateur 2 utilisateurs, avec 60 mémoires pour chacun d'entre eux
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique)
Détection de mouvement (avec affichage d'une icône spécifique).
Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA. Plage de mesure Diastole/Systole 0-299 mmHg Pouls : 40 – 180 p/mn
Omron M3
Tensiomètre M3 Ref. TEEM3
Brassard adulte Ref. BAM3

Omron M6

Grand écran
90 Mémoires avec date et heure
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 42 cm
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique).
Système Dual check (garantie d'une bonne prise de mesure par un second contrôle intégré).
Commutateur 2 utilisateurs, avec 100 mémoires pour chacun d'entre eux
Livré avec un brassard bras fort – Circonférence de 22 à 42 cm.
Ref. TEEM6

A Boso Medicus PC2

Gonflage automatique
Large écran LCD avec date et heure
Avec analyse sur PC - 325 mémoires
Livré avec adaptateur et logiciel en option
Option : brassard obèse et chargeur-transformateur
Ref. TEEBM

Omron Mit Elite Plus

Tensiomètre au bras de nouvelle génération et d'un nouveau design. Brassard souple allant de 22 à 32 cm de tour de bras. 90 mémoires et affichage simultané des SYS – DIA – Pulsations avec D&H. Système Intellisense pour un plus grand confort. Moyenne des 3 dernières prises sur les 10 dernières minutes. Détection des pulsations irrégulières et des résultats hors normes avec indication sur l'écran. Ecran rétro-éclairé pour une meilleure visibilité sur le modèle ELITE PLUS. Possibilité de transférer les données sur PC. Fourni avec jeu de piles et sacoche de rangement. Logiciel et câble USB fourni avec le modèle Elite Plus.
Omron Mit Elite Ref. TEEEL
Omron Mit Elite plus Ref. TEEEP

Tensiomètre automatique Omron 907

Précision professionnelle
Tensiomètre automatique à usage personnel ou hospitalier.
Mesures oscillométriques ou auscultatoires possibles. Donne la moyenne de 3 mesures consécutives.
Alimentation : secteur et batterie
Dimensions : L. 203 x l. 139 x P. 131
Grand écran d'affichage LCD.
Plage de mesure 0 à 299 mm Hg
Pouls : 30 à 199p/mn
Livré avec brassard velcro adulte
Tensiomètre automatique
Ref. TEE907
Pied à roulettes adaptable
149,00€
Brassard Omron 907 Ref. BO
Adulte
Obèse
Enfant



A



Trousse otoscopique Heine beta 100

Eclairage standard

Comprenant 1 otoscope à piles, éclairage standard, 6 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique Ø 4mm, 1 ampoule de rechange.

Livré en coffret rigide.

Spéculums auriculaires adaptés : réfs. 35499

Trousse Heine Beta 100

Ref. OTOSBETA100

A Otoscope (fabriqué en Allemagne)

Trousse complète 2,5 V comprenant un otoscope, une poignée à piles et un jeu de 3 spéculums réutilisables et une ampoule de rechange dans un étui rigide

Ref. OTOSBETA101



Trousse ORL Heine Beta 100

Eclairage direct

Comprend : 1 otoscope de diagnostic, éclairage standard, 3 spéculums réutilisables Ø 3,5, 4,5 et 5,5 mm, 1 spéculum nasal expansible, 1 porte-spatule éclairant, 1 miroir laryngé, 1 ampoule de rechange pour chaque instrument, 1 poignée à piles Beta.

Trousse complète

Ref. B244

D Otoscope Novald

Eclairage LED à fibres optiques

Lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle. L'otoscope NOVALED bénéficie d'un éclairage LED à fibres optiques permettant une illumination directe, homogène et sans reflets du canal auriculaire et du tympan.

Ref. OTN

E Otoscope en trousse

Eclairage en direct

Fabriqué en Allemagne

Otoscope petit et léger équipé d'un porte spéculums métallique, résistant à l'usure. Loupe escamotable (grossissement 3x) laissant la possibilité d'introduire des instruments. Ref. OT



Trousse otoscopique Heine K180

Fibres optiques

Comprenant : 1 otoscope tête polycarbonate noir anti-chocs, 4 spéculums réutilisables, 1 poignée à piles. Manche métal avec variateur, grossissement x 3.

Livré en trousse nylon.

Trousse Heine K180 avec manche à piles éclairage 2,5 V

Ref. OTOS18110



B



D



E



C



A



Trousse Heine Beta 200

Livrée avec manche rechargeable BETA TR ou manche à piles. Contient 1 tête otoscope Beta 200 fibres optiques métal, 4 spéculums auriculaires, 10 spéculums auriculaires disponibles et une lampe de rechange dans un étui rigide.

Trousse BETA 200 FO 3,5V avec manche rechargeable

Ref. OTOS1841



A

B

C

D

Chargeur Mini Heine NT 2,5V pour Mini 3000

L'ensemble chargeur mini NT 2,5 V comprend le chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables mini et deux culots pour la poignée rechargeable mini 3000. Avec ce jeu, on peut mettre à niveau la poignée à pile mini 3000 ainsi que la mini 2000 pour les adapter au système rechargeable 2,5 V.

La poignée se transforme ainsi en poignée rechargeable.

Dim : Larg. 112 x Haut. 50 x Profondeur 52 mm,

Poids : 270 g

Chargeur Mini Heine NT pour mini 3000

A Chargeur Mini NT

Ref. CHARGEURNT

B Batterie rechargeable 2,5 NIMH

Ref. BAT

C Culot adaptable pour poignée mini 3000

Ref. CA

D Ensemble Chargeur mini NT 2,5 V comprend : le chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables mini, 2 culots pour la poignée rechargeable mini 3000.

Ref. CHARGEUR NT

Otoscoopes Heine Mini 3000

Lampes XHL Xénon Halogène, fibres optiques ou éclairage standard

Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre d'observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Les otoscoopes mini 3000 sont disponibles seuls, sans trousse, avec 5 spéculums à usage unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4mm) ou dans une trousse rigide de protection avec 5 spéculums à usage unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm) et 1 jeu de 4 spéculums réutilisables. Alimentation par 2 piles LR6 (fournies).

A Otoscope de poche Mini 3000 avec éclairage direct

Eclairage direct avec technologies XHL Xénon Halogène. Lumière concentrée, blanche, très claire pour une illumination optimale.

Otoscope Mini 3000 à éclairage direct sur poignée, sans trousse

Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à éclairage direct

B Otoscope Mini 3000 avec éclairage distal à fibres optiques

Otoscope compact et luminosité intense. Eclairage distal par fibre optiques avec technologie XHL Xénon. Halogène qui apporte une illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan. Raccord de soufflerie en option pour test pneumatique du tympan.

Otoscope Mini 3000 à fibres optiques sur poignée, sans trousse

C Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à fibre optique



Ophthalmoscope Mini 3000

Très simple d'utilisation

Ophthalmoscope de haute qualité en format de poche avec diaphragme d'étoile de fixation. Une optique excellente dans de petites dimensions, idéal pour les visites.

5 diaphragmes différents.

Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20 D à +20 D.

Clip de fixation avec interrupteur intégré.

S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

Ophthalmoscope Mini 3000 2,5 V

En trousse

Avec étui

A Ophthalmoscope (fabriqué en Allemagne)

Ref. 171121

Lunettes loupes Heine

Compact et légère

Idéales pour les travaux de laboratoire et pour la médecine générale. Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche résistantes aux rayures produisent des images claires et précises. Réglage indépendant de l'écart interpupillaire pour un alignement précis des optiques. Confortables et très légères. Branches crochets souples et enveloppantes pour s'adapter au mieux à l'anatomie de l'utilisateur.

Grossissement : 2,3 fois.

Distance de travail : 340 mm.

Champs de vision (env.) : 11 cm

Poids : 46 g.

Réglage IP : 50-74 mm.

Lunettes loupes

Ref. LUN32

Miroir de Clar

Eclairage indirect par miroir réfléchissant. Bandeau serre-tête ajustable s'adaptant à toutes les morphologies. Adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne. Boîtier à piles incorporé, livré avec 3 piles LR6AA.

Garantie : 2 ans.

Miroir de Clar

Ref. MIR 570101



Lampe combinée Heine mini 3000®

Lampe de poche compacte mais aussi porte abaisse-langue éclairant, robuste, à grande longévité, au design compact et moderne, en noir. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène.

Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

A Ref. LAMP0176120

B Ref. LAMP0176120

Ampoule de rechange – Ref. AMPOULE 107

Lampe stylo Mini-Pen

Lampe permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement des examens buccaux.

Allumage par contact. Léger et performant, cet accessoire malin vous suivra partout.

C Mini-Pen Argent Ref. LAMPSTYLO

Dermatoscope Heine Mini 3000 et Delta 20

Le dermatoscope de poche !

Dermatoscope de poche moderne avec un design compact et une optique de haute qualité.

Grossissement 10 fois avec mise au point de l'optique. Système de verrouillage par rotation.

Clip de fixation avec interrupteur intégré.

S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

Précis d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs. Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires.

Dermatoscope Heine Mini 3000 + poignée à piles

A DERMA0178107

Delta 20 poignée 2,5V à piles + tête

B Ref. DERMA

Divers, spéculums auriculaires



Porte abaisse-langue Mini 3000

Avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langue à usage unique. Une simple pression du doigt libère l'abaisse-langue utilisé, évitant ainsi tout contact avec l'abaisse-langue utilisé.

Clip de fixation avec interrupteur intégré.

S'adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.

Modèle complet sur poignée à pile mini 3000 avec 5 abaisse-langue à usage unique :

Noir – Ref. PORTE0174118N

Porte abaisse-langue avec ampoule, sans poignée

Ref. PORTE0174100

Abaisse-langue à usage unique – Ref. SPA0012304

Ampoule de recharge – Ref. AMPOULE037



Otoscope vidéo sans fil OTOSCREEN

Ecran haute résolution LCD couleurs, 60 mm de diagonale. Caméra amovible miniature. Lumière intense diffusée par 2 lampes LED. Télécommande de charge. Autonomie de 4 h. Câble de RCA vidéo fourni pour une connexion sur un téléviseur.

OTOSUD – Otoscope vidéo

SPECTRANS Spéculums transparents (boîte de 500)



Spéculums auriculaires universels

Pour otoscopes

Usage unique


Boîte de 250 pièces.

Spéculums à usage unique disponibles en 2 diamètres :

La boîte la boîte >10

Ø 2.5 mm – Ref. SPECAURSD2

Ø 4mm – Ref. SPECAURSD4



Transformateur mural Heine EN100®

Chargeur mural disposant du système Soft-Start qui permet d'éviter l'arrivée brutale du courant lors de la mise en route. Protège les ampoules lors de la phase critique de mise en route et prolonge leur durée de vie pour une utilisation économique. Convient à tous les instruments HEINE 3,5V.

Élégante poignée ergonomique très performante. Réglage progressif de la luminosité dans la poignée, cordon à spirales de grande qualité, confortable rayon d'action jusqu'à 3m, verrouillage intégré des instruments : antivol.

Possibilité d'extension grâce à une unité d'extension supplémentaire.

Livré sans instrument.

A Unité 1 poignée

B Unité 2 poignées

C Tête d'otoscope HEINE BETA 200

D Tête porte abaisse-langue

Ref. TRASFOEN

Ref. TRANSFOEN 2

Ref. TOH

Ref. TPAH



Ampoules XHL® Xénon Halogènes

Rapport optimal qualité-prix/efficacité.

Ampoule pour poignée d'éclairage pour laryngoscopes F.O.

Ampoule pour otoscopes BERA 100, K100 et porte abaisse-langue mini 3000

Ampoule pour ophtalmoscope BETA 200

Ampoule pour otoscope BETA 200 et K180

Ampoule pour otoscope mini 3000 F.O.

Ampoule pour ophtalmoscope mini 3000

Ampoule pour lampe clip mini 3000 et lampe combinée mini 3000

Ampoule pour dermascope mini 3000

Ampoule pour otoscope mini 3000

Ref. AMPOULE035

Ref. AMPOULE037

Ref. AMPOULE069

Ref. AMPOULE077

Ref. AMPOULE105

Ref. AMPOULE106

Ref. AMPOULE107

Ref. AMPOULE109

Ref. AMPOULE110

Thermomètres, oxymètre de pouls



Thermomètre digital frontal sans contact FLASHTEMP

Permet une mesure sans contact avec la surface de la peau en seulement quelques secondes.

Indicateur lumineux en cas de fièvre

Mémoires de 30 mesures

Multi-usage : mesure de la température ambiante, de la surface de la peau, etc.

Livré avec sa housse de rangement.

Ref. THERMFLASH



Thermomètre BRAUN Thermoscan PRO 4000

Thermomètre auriculaire professionnel
Mesure en 1 seconde. Bip sonore en fin de mesure.

Détecteur de protection de sonde.

Ejecteur de protection sonde. Mémoire de la dernière température. Alimentation : pile lithium CR2032 (fournie). Validation Clinique & Homologation Médicale CE0197.

THERMAUR

Protecteurs de sonde pour thermoscan BRAUN

La boîte de 200 protecteurs Ref. 7654 PS

THERMPROB



Oxymètre de pouls Oxy-One

Idéal pour le transport, les petites interventions ou la surveillance des patients en oxygénation, l'oxymètre de pouls Oxy-One se met automatiquement en service une fois placé au bout du doigt.

Caractéristiques techniques :

Dim. 1.25 x 2.20 x 1.31 cm – Poids 50 g.

Alimentation : 2 piles LR3.

Autonomie : 2500 prises de mesures ou 30 heures en fonctionnement continu.

Livré avec sacoche de rangement.

Ref. OXYMETRE9550

Electrocardiographes

Reprise
de votre ancien
ECG
pour l'achat
d'un 3 pistes à
interprétation



Electrocardiographe 1 piste CARDIPOCKET

Ultra-compact.
12 dérivations standards. 1 piste.
Visualisation sur écran LCD du signal ECG. Imprimante thermique haute résolution. Alimentation secteur et batterie rechargeable.
Très léger : 550 g.
Très simple d'utilisation.
Enregistrement en mode automatique ou manuel.
Date et heure. Enregistrement d'environ 80 ECG.
DPM/CCG381000

ECG Cardimax FX 7202 3/6 pistes

Avec analyse et interprétation (livré avec logiciel)
Le Cardimax FX-7202 est un ECG 3/6 pistes très léger.
Ses points forts :
Grand écran LCD, Autonomie : environ 150 ECG en version 6 pistes, Mesure ondes QRS, Etude de la variation de l'espace « RR »
Mémoire permanente de 250 ECG environ
Modes d'enregistrements : manuel et automatique
Ecran tactile à cristaux liquides 3/6/12 pistes. Papier en liasse
Sortie port réseau LAN (RJ-45)
Mesures et analyse des 12 dérivations et détection des arythmies.
Ref. FX7202
Ceinture ECG 6 US à sangle réglable de l'enfant à l'obèse. Gain de temps plus besoin de positionner les électrodes une à une.
Economie : plus d'électrodes à usage unique à acheter. Pratique : les électrodes se positionnent automatiquement.
Ref. TAPUZ

Electrocardiographe portable 3/6 pistes CARDIMAX FX8222

Confortable, précis, complet et polyvalent
Alimentation secteur et batterie rechargeable – Autonomie : 90 mn environ
Enregistrement manuel automatique
Mesure des paramètres du QRS
Enregistrement des troubles du rythme
Ecran tactile couleur 13.4 x 10 cm incliné
2 sorties RS232
1 sortie LAN
1 sortie SD Card
Garantie : 3 ans
Dim. 30.7 x 22 x 6.5 cm – Poids : 3.3 kg
Livré avec sacoche et accessoires
Ref. ECGFX8222
Modèle avec interprétation
Ref. ECGFX8221

Tensiomètres, dopplers et holter



Tensiomètre Heine

Gamma XXL
Modèle de bureau (sans tube spirale)
Modèle pour montage mural
Modèle pour montage sur rail
A Modèle sur pied à roulettes

HE1
HE2
HE3
HE4

B Tensiomètre colonne de Bureau

Tensiomètre à colonne sans mercure
Méthode auscultatoire Korotkov à colonne
Sans mercure
Grand écran orientable
Tube de gonflage spiralé
Rangement du brassard

Ref. PR1

Moniteur de constantes vitales Ri-vital®

Mesure simultanée en quelques secondes des données vitales multiples. Pression artérielle non-invasive (NIBP), Pôuls, Pression artérielle moyenne (MAP), SpO2, température (optionnelle), pression sanguine (validée cliniquement pour les adultes et les nouveau-nés).
Technique de mesure PERAL-SpO2 haute précision. Antichoc. Manipulation facile et rapide. Accu puissant à ions Lithium jusqu'à 500 mesures.
Thermomètre auriculaire à infrarouges.
Ecran LCD grand et clair. Portable léger.
Livré avec un brassard décontaminable adulte et un capteur doigt adulte.
Ref. RIVITAL19

Doppler fœtal Fetoscope View

Utilisation simple et pratique par les médecins généralistes, les obstétriciens, sages-femmes.
Ecran rétro-éclairé avec affichage du type de sonde connectée.
Affichage du rythme cardiaque, 3 modes : temps réel, moyenne sur les 8 à ??? battements, moyenne sur une durée choisie
Détecteur de branchement de sonde
Connecteur pour l'écoute externe
Arrêt automatique après 1 minute sans utilisation
Indicateur de niveau de charge
Alimentation par piles, autonomie 10 heures
Fourni avec une trousse de transport, une sonde de 2 MHz et 2 piles LR6
Ref. DOPPLERVIEW
Grâce à sa sonde interchangeable, le doppler fœtal Fetoscope View peut se transformer en doppler vasculaire Vascope :
Sonde vasculaire Vacuscope 4 MHz
Ref. SONDE4
Sonde vasculaire Vacuscope 8 MHz
Ref. SONDE8



Doppler mixte

Dimensions : L 75 x P. 140 x H 25 mm
Poids : 350 g (avec pile et sonde)
Avec sonde fœtale 2 mhz 8129143H
Avec sonde vasculaire 8mhz 8129144H
Sonde fœtale 2 mhz 129143HF
Sonde vasculaire 8 mhz 129145HV
Logiciel d'impression et de stockage des données 23148L
C Doppler Mixte imprimante incorporée 8129145H

Doppler mixte

Fœtal et vasculaire bi-directionnel
Dernière évolution dans la gamme « HADECO », grand spécialiste des dopplers, cet appareil allie les signaux sonores à la visualisation des données sur écran LCD. Fonctionnement très simple : touche unique sur la sonde pour activer/désactiver l'appareil et pour figer les informations (tracés et données numériques).
Stockage possible de 30 mises en mémoire. En option : logiciel compatible PC pour impression et stockage d'informations. Les sondes, ou fœtale ou vasculaire, sont compatibles avec le même moniteur.
Applications cliniques :
Evaluation des battements et des bruits du cœur du fœtus
Intervention vasculaire périphérique
Etudes segmentaires de la pression artérielle
Compressions veineuses
Détermination du pouls pédieux



Holter tensionnel TM2430

Analyse précise et fiable des résultats sur PC grâce au logiciel

Idéal pour le diagnostic et le suivi thérapeutique
Caractéristiques :
Principe de mesure oscillométrique
Fréquence librement programmable
Mode veille
Capacité mémoire de 300 séquences de résultat
Le logiciel PC Profil-Manager vous permet d'établir un diagnostic précis.
Dimensions : 100 x 80 x 27 mm Poids : 220 g
Livré avec le logiciel Profil-Manager et 1 chargeur de batterie
Ref. TM2430



Mallette Med Bag

Mallette ultra légère pour le professionnel de santé. Tissu très résistant, imperméable et lavable. Très belle finition, avec fermeture éclair YKK. Entièrement capitonnée

- 9 poches dans le compartiment central
- 2 poches latérales dont une pour le téléphone
- 1 poche frontale zippée avec élastique de soutien et 1 poche à l'arrière, fermeture velcro pour doc A4

Dimensions : 42 x 20 x 32 cm
Livrée avec bandoulière
Ref. MALMED



Mallette ER-Bag

Emergency & Rescue Bag, mallette pour les urgences et premiers secours. Tissu très résistant, imperméable et lavable. Très belle finition avec fermetures éclair YKK. Très robuste, pouvant contenir jusqu'à deux bouteilles d'oxygène. Compartiment central divisé en deux. Equipée d'une bande réfléchissante pour la sécurité de l'urgentiste.

Dimensions : 53 x 30 x 25 cm
Livrée avec bandoulière
Ref. MALERB



Mallette Smart Medical Bag

Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne. 2 poignées et 1 bandoulière amovible

- Porte-téléphone à mousqueton
- Cloisons intérieures amovibles à velcro

Dimensions : L 39 x I 22 x H 26 cm. Poids : 1,1 kg

Disponible en 4 coloris :

- Bordeaux/liseré noir – Ref. MALSMARBX
- Chocolat/liseré noir – Ref. MALSMARCH
- Bleu/liseré bleu ciel – Ref. MALSMARB
- Noir/liseré gris – Ref. MALSMARN



Mallette médecin

Superbe mallette, cuir marron foncé, pleine fleur. Excellent rapport qualité/prix. Dim. 37 x 16 x 27 cm

Fabriquée en Allemagne

- Grand modèle Ref. MALMED1
- Petit modèle Ref. MALMED2

Mallette médecin cuir et tissu, doublé nylon

Excellent rapport qualité/prix

- Mallette noire
- Fabriquée en Allemagne
- Grand modèle Ref. MALMED2
- Petit modèle Ref. MALMED3

Mallette Standing

Mallette en cuir, sobre et élégante, munie de rangements très fonctionnels. L'intérieur est doublé d'un revêtement très résistant. 5 compartiments intérieurs (sur toute la hauteur) dont un amovible à fermeture éclair, 1 compartiment extérieur à rabat, 1 compartiment extérieur à fermeture éclair. Serrure à clé.

Dim. 40 x 18 x 32 cm – poids : 2,3 kg

Garantie : 1 an.

Noir – Ref. MALSTANN

Mallette Street Medical Bag

Sa conception tout terrain permet une utilisation en sac à dos, à la main ou en bandoulière. Poignées, bandoulière épaule réglable et sangles position sac à dos intégrées sur le côté de la mallette. A l'intérieur, 3 poches pour documents et accessoires, porte-clés, porte-stylos, porte-cartes de crédit et 3 compartiments amovibles. 3 poches extérieures, plaquées en forme, toutes zippées ou à velcro pour une sécurité d'utilisation dans toutes les positions.

Dim. 43 x 24 x 25 cm – poids : 1,6 kg

Garantie : 1 an

Disponible en 2 coloris :

- Noir – Ref. MALSTREN
- Rouge – Ref. MALSTRER



Mallette Visita et Piccola BOLLMANN

Aménagement intérieur complètement amovible : compartiments réglables à volonté avec de grandes possibilités de rangement et une ouverture totale. Deux grandes tablettes en mousse préformée pouvant recevoir 74 ampoules assorties. Double poignée pour un plus grand confort de transport. En cuir véritable, traité anti-rayures ou en simili-cuir. Coloris noir, brun, bordeaux, gris.

VISITA Ref. MALVIS 440,00€
PICCOLA Ref. MALPIC



Mallette médicale Bollmann Assista

Un petit chef d'œuvre !

Élégante alliance de la tradition et de l'esthétique contemporaine. Article d'une ligne rétro très mode, léger, spacieux et élégant. Revêtement intérieur lavable, séparations centrales modulables et amovibles

- Deux poches intérieures
- En cuir véritable
- Noir, bordeaux ou brun
- Traité anti-rayures

Dimensions : Long. 40 cm x Larg. 23 cm x Ht 17 cm

Poids 2 kg
Ref. MALBAS

Mallette Medistar Bollmann

Mallette médicale, montée sur cadre alu équipé d'un système à ressort permettant le maintien en position ouverte.

- Revêtement intérieur lavable.
- Séparations centrales modulables et amovibles.
- Poches intérieures.
- Grande poche extérieure.

L 44 cm x I 25 cm, H 25 cm, P 1,6 kg

2 coloris cuir noir ou marron
Ref. MALBRE

Mallette médicale Bollmann Medi-light

Polymousse cuir/tissu Ref. MALBL

Pèse-personnes SECA



A Pèse-personne SECA Viva 750
B Pèse-personne mécanique SECA 761 plat à cadran rond : Classe médicale IV

Pratique et solide : grâce à son design pur, cette balance fait bonne impression dans tous les domaines de fitness et wellness. Un boîtier solide en acier à revêtement par poudre, un cadran d'affichage circulaire et une plateforme habillée de similicuir facile à entretenir, que demander de plus pour une pesée confortable.

Capacité : 150 kg
 Graduons : 1 kg
 Dim. 317 x 117 x 477 mm – Poids : 3.5 kg
 Blanc – Ref. PESEVIVA
 Noir – Ref. PESEVIVANOIR
 Revêtement noir/cadran blanc
 Ref. PESELECTABN



C Pèse-personne SECA Aura 807

Balance numérique satisfaisant aux exigences les plus élevées en matière de précision, de confort et de design. Ecran LCD de grande taille pour une lecture rapide et simple du poids. La plateforme en verre de sécurité de 6 mm résiste aux chocs et aux coups. Elle est assemblée au socle en matière plastique de la balance à l'aide d'éléments modernes en acier spécial.


Capacité : 150 kg, Graduons : 100 g
 Dim. 310 x 37 x 310 mm – Poids : 1.9 kg
 Alimentation : piles, Fonctions : auto-HOLD, extinction automatique
 Ref. PESE807



D Pèse-personne SECA Robusta 813

Balance idéale pour les contrôles de poids dans le domaine médical (domaine sans obligation d'étalonnage), mais également pour la surveillance du poids à domicile des personnes à forte corpulence.

Capacité : 200 kg, Graduons : 100 g
 Dim. 433 x 47 x 373 mm – Hauteur des chiffres : 29 mm – Poids : 2.9 kg
 Alimentation : piles, Fonctions : Auto-HOLD, extinction automatique
 Ref. PESE 813



E Pèse-personne électronique SECA 877 plat - Classe III

Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être légères. Avec seulement 4.2 kilos et des dimensions extrêmement compactes, la seca 877 en est un parfait exemple. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'être particulièrement robuste et d'avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands pieds de nivellement en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. TARE du poids de l'adulte est alors assuré par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

Capacité : 200 kg
 Graduons : 100g < 150 kg > 200g
 Fonctions : TARE-mère, extinction automatique
 Dim. Plateforme 321 x 60 x 356 mm – Poids : 4.2 kg
 Alimentation : piles
 Ref. PESE877

Pèse-bébés SECA



Pèse-bébé mécanique SECA 745 à poids coulissants - Classe III

Robuste et économique
 Le plateau de ce pèse-bébé à poids coulissants, délicatement incurvé, assure une pesée en toute sécurité. Un réglage du zéro avant la pesée permet de déterminer de façon fiable le poids net en cas d'utilisation de l'appareil avec un linge.

Le boîtier laqué résistant aux chocs et aux égratignures est particulièrement facile à entretenir et garantit la longévité du pèse-bébé seca 745.

Capacité : 16 kg – Graduation : 10 g
 Dim. 550 x 180 x 290 mm – Poids : 6.4 kg
 Pèse-bébé seca 745
 Ref. PESEBEBE745

A Toise sur table

Toise bébé en bois.
 Plage de mesure : 0 – 100 cm
 Graduation : 5 mm – Excellente finition
 Chiffres tous les 5 cm. Traitée ébénisterie
 Poids : 1.2 kg
 2 coloris disponibles :
 Bois naturel – Ref. TOISBB
 Bois blanc – Ref. TOISBBC



Pèse-bébé électronique SECA Lena 354

2 appareils en 1

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher rapidement et facilement la nacelle du châssis. Le pèse-bébé se transforme alors en une balance compacte robuste pour des enfants ayant un poids jusqu'à 20 kg. La fixation solide entre les deux éléments démontables de la balance assure une sécurité absolue pour soulever ou transporter la balance. La fonction BMIF (Breast-Milk-Intake) permet de vérifier de façon sûre la quantité de lait absorbée lors de l'allaitement.

Capacité : 20 kg – Graduation : 10 g < 10kg > 20g
 Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, extinction automatique.
 Dim. 552 x 156 x 332 mm – Poids 2.3 kg

Pèse-bébé seca 354
 Ref. PESEBEBE354
B Pèse-bébé pliable avec poignée intégrée
 Ref. PESEBEBE50
 Mallette de transport
 Ref. MAL50

C Microtoise murale à ruban

De faible encombrement et facile à fixer au mur, la microtoise permet une lecture directe de la mesure par curseur.
 Plage de mesure : 0 à 2,2 m
 Graduation : 1 mm. Poids 140 grammes
 Microtoise murale à ruban
 Ref. MICRO



Pèse-personne à colonne SECA 799 avec fonction BMI Classe III

Alimentée par piles, la balance seca 799 à faible consommation d'énergie est flexible et autonome et ne nécessite que peu d'entretien ; elle convient parfaitement à une utilisation professionnelle. Le revêtement antidérapant de la plateforme garantit une pesée en toute sécurité.

Capacité : 200 kg
 Graduation : 100 g < 150 kg > 200g
 Fonctions : TARE, HOLD, BMI, extinction automatique.
 Dim. 294 x 831 x 417 mm – Dimensions plateforme 272 x 75 x 280 mm – Poids : 6.8 kg
 Alimentation : piles/bloc secteur en option
 Ref. PESE 799