

## Confort du patient



### Aérosol Miko Eco

Aérosol à compresseur fonctionnant sur secteur. Pour usage à domicile, boîtier élégant aux normes européennes.  
Ref. : 600000



### Déambulateur fixe réglable

Ultra-léger. Une main-courante continue permet à l'utilisateur de bien gérer la position de ses mains. Réglable en hauteur de 80 à 90 cm. Stable, robuste et léger, il peut supporter jusqu'à 130 kg. Ref. : 221100



### Déambulateur à roulettes avec siège

Déambulateur acier époxy couleur, réglable de 71 à 98 cm, siège en PVC. Poignées anatomiques pour une meilleure tenue. Aisance du déplacement grâce aux roulettes à l'avant. Embouts antidérapants pour une bonne stabilité à l'arrêt. Modèle pliant. Largeur hors tout : 60 cm.  
Ref. : 243800



### Rollator pliant 4 roues

Maniable et sécurisant, idéal pour se déplacer chez soi ou à proximité. Equipé de freins, d'un panier amovible et d'un plateau. Accompagne en sécurité toute personne nécessitant une aide à la mobilité.  
Acier époxy. Roues : Ø 180 mm, largeur totale 60 cm  
Hauteur réglable (poignée/sol) : 79 à 94 cm  
Largeur d'assise : 16 x 38 cm.  
Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg  
Ref. 243840

### Cannes Anglaises Fun

130 kg (non représenté)  
Ref. : 200013

## \* Achat d'un déambulateur



### Fauteuil releveur

Releveur avec la continuité assise repose-pieds.  
Ref. : 820071

### Table de lit ISIS

Robuste et maniable. Hauteur et inclinaison du plateau réglables (lecture, écriture, repas). Plateau à rebords pour éviter la chute des objets.  
Ref. : 421000



### Table de lit réglable pied en U

Hauteur réglable par molette de serrage de 75 à 110 cm.  
Piètement cintré en « U » finition époxy gris. 4 roues dont 2 à frein.  
Plateau fixe décor « hêtre naturel »  
Ref. : 421415



### Disque de rotation TURNER

AIDE AU LEVER  
Un design élégant et une manipulation aisée. Des transferts faciles et sûrs pour passer du lit au fauteuil.  
Ref. : 92000

## \* Achat d'un appareil de verticalisation



### Fauteuil roulant

Fauteuil roulant aluminium, transferts facilités grâce aux accoudoirs relevables et réglables. Dossier cassant pour l'emporter facilement en voiture. Couleurs : Argent ou bleu. Largeur : 38, 41, 43, 45, 48 cm  
Ref. : 260000  
A coussin Alova Galbé Ref.420500

## \* Location ou achat d'un fauteuil roulant + achat d'un coussin anti-escarres classe 2



### Lève-personne électrique Birdie

Birdie™ Compact. Très étroit. Encombrement réduit. Large poignée de guidage. Roues de 75 mm à 100 mm. Poids max utilisateur : 150 kg.  
Birdie™ Plus. Grand confort. Poids max utilisateur : 170 kg.  
Ref. 920010

## \* Location d'un lève malade avec sangle



### Siège de bain pivotant

Ce siège permet un accès plus facile au bain pour les personnes à mobilité réduite. Il pivote sur son axe à 360° avec arrêt possible tous les 90°.  
Structure époxy antirouille. Siège enveloppant. Charge maxi 130 kg. Poids : 5,7 kg.  
Ref. 540211



### Tabouret de douche

Pour prendre sa douche en toute sécurité. Structure en alu blanc, siège en plastique. Réglable en hauteur.  
Assise légèrement inclinée vers l'avant. Accoudoirs évasés pour permettre l'ampleur des gestes.  
Poids supporté : 100 kg  
Hauteur réglable de 48 à 61 cm  
REF 550820



Coussin demi-lune  
Ref. : 420610



Coussin Universel  
Ref. : 420600



Coussin cylindrique  
Ref. : 420613



Coussin Bouée  
Ref. : 420612



Décharge Talonnière  
Ref. : 420541




Coussin décubitus  
Ref. : 420611

## \* Achat d'un coussin de positionnement

## Confort du patient

**Compresseur et surmatelas à air P100A**

Largeur 90 cm ou 120 cm  
Ref. : 430000

**Matelas ALOVA à décharge Talonnière + housse intégrale**

Largeur 90 cm ou 120 cm  
Ref. : 420100

**Lit médicalisé électrique**

Lit médical adapté à la prise en charge des personnes de 135 à 270 kg.  
Dimension : 90 x 200 cm. Existe en 2 ou 3 fonctions.

\* Achat ou location compresseur et surmatelas à air

\* Achat matelas à mémoire de forme ALOVA CLASSE 2

\* Location lit électrique. Largeur 90 cm ou 120 cm (140 cm sur demande) barrières, potence + achat d'un matelas anti-escarres.

**Fauteuil garde-robe**

Chaise garde-robe équipée d'accoudoirs rembourrés et d'une assise très confortable. Assise : larg. 46 x prof. 46 x H 51 cm). Poids : 8 kg. Revêtement en skaï, coloris bleu. Poids maxi : 100 kg. Ref. 320023B

**Chaise de douche multi-usage**

Équipé d'un seau de forme anatomique escamotable sur le côté et à l'avant. Réglable en hauteur. Utilisation pour la douche, pour les toilettes et pour la chambre. Stable grâce aux pieds équipés de ventouses. Ref. : 380000

**Fauteuil garde-robe de douche sur roulettes, repose-pieds et accoudoirs escamotables**

A Chaise sur roulettes avec accoudoirs escamotables. Sécurité avec 2 roues arrière à frein. Repose-pieds chromé escamotables et chaise alu époxy bleu ciel. Ref. 380200

B Largeur d'assise : 44 cm. Hauteur d'assise : 49 cm et 52 cm.

Poids : 15 kg et 17 kg. Largeur totale : 54 cm et 62 cm. Poids maxi : 120 kg. Ref. 380201



\* Achat d'un fauteuil garde-robe

\* Achat d'un fauteuil garde-robe sur roulettes

**Fauteuil MONTMARTRE Ref. 820081 et Fauteuil Elysee avec tablette Ref. 820080**

Largeur d'assise 39 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm  
Poids maximum : 130 kg

Coloris microfibres chocolat et skaï : bleu, vert, framboise et châtaigne

**Fauteuil PREMIUM électrique**

Coloris chocolat  
Sur roulettes avec cache roues amovibles  
Ref. 820085

**Fauteuil PRIVILEGE électrique et massant coloris chocolat ou noir**

Ref. 820086  
Sur roulettes avec cache roues amovibles

\* Achat d'un siège coquille complet + coussin anti-escarres classe 2