

Déambulateur fixe réglable



Déambulateur ultra-léger et rigide. Réglable en hauteur de 79 à 87 cm. Largeur de passage 63 cm.

Déambulateur pliant adulte 2 niveaux de main courante



Avec ses deux niveaux de main courante, ce déambulateur vous sécurisera pour vous relever. Pratique, il est de plus pliant et dispose d'une hauteur ajustable sur 6 niveaux. Cadre de maintien doté de poignées à mi-hauteur pour se relever en toute sécurité.

Déambulateur fixe pliant



Filet de provision
se fixe sur tout déambulateur

Cadre de marche modulaire pliant, léger, robuste et design. Grâce à sa barre latérale haute, il peut être utilisé aux toilettes pour s'asseoir et se relever facilement. Très étroit une fois plié, il est aussi réglable en hauteur.

Déambulateur à roulettes avec siège



Déambulateur acier époxy couleur, réglable de 71 à 98 cm, siège en PVC. Poignées anatomiques pour une meilleure tenue. Aisance du déplacement grâce aux roulettes à l'avant. Embouts antidérapants pour une bonne stabilité à l'arrêt. Modèle pliant. Largeur hors tout : 60 cm.

Déambulateur Rollator 3 roues



Rollator intérieur et extérieur. Equipé de poignées anatomiques, réglables en hauteur avec freins à câbles, panier et plateau. Il dispose de pneus pleins pour un meilleur confort et une grande maniabilité. Pliant.

Déambulateur Rollator 4 roues



Idéal pour se déplacer chez soi ou à proximité, équipé de freins et d'un panier amovible. Pliant et transportable.

Rollator compact



Pour sortir des sentiers battus, Structure légère et solide, pliable et démontable pour faciliter le transport avec filet à provisions

Canne tripode



Canne tripode acier légère, coloris vert ou gris.

Canne pliante réglable



Réglable en hauteur de 83 à 93 cm et pliante, cette canne est également facilement rangeable et transportable, dans sa pochette transparente. Existe également en hauteur réglable et poignée ergonomique.

Cannes Anglaises



NOUVEAU



Embout Pivoflex
Flexible
Multi-zone



Bague anti-glissement
réglable



Patin anti-glissement

- Finition anodisés ou Epoxy couleur.
- Tube elliptique sur Profil et Ellipse.
- Ultralégère.
- Croissant enveloppant.
- Poignée confort.
- Hauteur réglable : 73 /100 cm.

Chaussures DIANE Plus du 35 au 45



La solution aux problèmes des pieds douloureux, ces chaussures souples et légères sont équipées d'une semelle antidérapante. Faciles à chauffer avec de larges ouvertures, s'adaptant à toutes les largeurs de pieds grâce à leurs fermetures Velcro. Ruban auto-agrippant. Lavables en machine à 40°, reprennent leur forme initiale en un instant. Du 35 au 45. Existe en gris, marine.

Chaussures Chut, New Liberty, New Leiden & Gala Noir



du 35 au 40 -

du 41 au 48 -

La solution aux problèmes de pieds douloureux ou déformés. Chaussures d'une grande souplesse et d'une extrême légèreté, équipées d'une semelle antidérapante. Faciles à chauffer grâce à leurs larges ouvertures, elles s'adaptent à toutes les largeurs de pieds grâce à leurs fermetures Velcro. Lavables en machine à 40°, elles reprennent leur forme initiale en un instant. Du 35 au 48.



du 35 au 40

du 41 au 48



du 35 au 42

Avant pied élastiqué et extensible. Très grand confort. Idéal pour hallux valgus ou autres déformations. Aucune couture saillante à l'intérieur. Léger et très souple. Du 35 au 42. Existe en noir ou beige.

Chaussures

Ceinture et brassière pour fauteuil roulant



Ceinture de fauteuil

Un maintien simple, confortable et très efficace, vite mis et vite enlevé (longueur = 1,80 m ; hauteur = 18 cm).



Brassière de fauteuil

S'utilise sur tous les types de fauteuils. Evite le basculement du patient vers l'avant (adulte long = 1,80 m).



Ceinture pelvienne

Assure un maintien confortable et sûr. Evite le glissement vers l'avant. Texture souple évitant les cisaillements. Existe en version brassière

Sangles de maintien

Ceinture de lit



Elle assure le maintien du patient au lit avec possibilité de se mouvoir latéralement pour éviter les escarres. Existe en 3 tailles.

Fauteuils roulants

Fauteuil roulant BASIX



Nouveau fauteuil en aluminium au Tips. Se décline en 2 versions : standard et dossier inclinable, pour répondre à vos attentes. Dossier réglable en tension. Couleurs : Argent, bleu ou rouge.

Largeur d'assise :
38-41-43-45-48-52 cm
Poids maxi utilisateur :
125 Kg
Poids : 14 Kg

Fauteuil roulant PYRO LIGHT



Fauteuil roulant aluminium, transferts facilités grâce aux accoudoirs relevables et réglables. Dossier cassant pour l'emporter facilement en voiture. Couleurs : Argent ou bleu.

Largeur d'assise :
38-41-43-45-48 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids : 14 Kg

Fauteuil roulant CLASSIC 160 dossier inclinable



Fauteuil manuel en aluminium, le Classic 160 se décline en 3 versions : standard, inclinable et renforcée. Equipé d'un double croisillon et de tubes profilés en aluminium.

3 profondeurs d'assise :
41-43-46 cm
6 largeurs d'assise :
38-41-43-46-48-51 cm
4 coloris :
gris martelé, argent,
rouge et bleu
Poids maxi utilisateur :
125 Kg et 160 Kg
version renforcé
Poids : 14 Kg

Fauteuil roulant ALTO Plus dossier inclinable



Fauteuil avec profondeur d'assise réglable de 39 à 46 cm. Chassis en aluminium. Les accoudoirs sont relevables, potences repose-pieds escamotables à l'intérieur et à l'extérieur. Les repose-pieds sont réglables en hauteur et en inclinaison. Système de sécurité anti-bascule. Existe en dossier fixe. Coloris : Bleu ou rouge.

5 largeurs d'assise :
39-42-45-48-51 cm
Poids maxi utilisateur : 115 Kg
Poids : 14 Kg

Fauteuil roulant Eclips



7 largeurs d'assise :
39-42-44-46-48-50-55 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
Poids : 14 Kg

Fauteuil léger en aluminium, il est équipé d'un revêtement nylon noir rembourré, confortable, de roues arrière 24" bandage « Krypton » à bâtons à démontage rapide, de repose-pieds escamotables intérieur et extérieur, d'accoudoirs rabattables et démontables. Existe en bleu, vert, gris et noir diamant. Existe en dossier inclinable par 2 vérins d'assistance à gaz et en modèle XXL (non remboursé).

Fauteuil roulant ACTION 4 dossier inclinable



Profondeur d'assise :
40 à 45 cm
Largeurs d'assise :
38-40-43-45,5-48- 50,5 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids : 13 Kg

Fauteuil roulant aluminium. Pliant double croisillon avec inclinaison de dossier par vérins pneumatiques. Coloris bleu, vert ou noir

Fauteuils roulants de confort

Fauteuil roulant Optimo Confort à assise inclinable



Largeurs d'assise : 38-42-45-48-51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
Poids à partir de 33 Kg

Chassis pliant acier et aluminium. Dossier inclinable et assise proclive. Roues arrières \varnothing 24° à bandage. Grâce à des vérins pneumatiques, pour l'assise et le dossier, et à de nouvelles fonctions telles que : nouveau type de châssis breveté, stabilisateur d'assise, rotation du dossier, accoudoirs et repose-jambes, l'Optimo Confort apporte des solutions aux soucis d'ergonomie, de confort et de transport. Accoudoirs et appui-tête réglable. Coloris bleu, camel ou noir. Existe en Dartex (représenté).

Fauteuil roulant ID SOFT à assise inclinable



Largeurs d'assise : 3 largeurs de 39 à 54 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg
Poids à partir de 37 Kg



Repose jambe à compensation, avec coussin de mollet réglable en largeur et en profondeur, et escamotable complètement. Dossier réglable en hauteur (sur 9 cm) et deux hauteurs de coussins. Appui tête à oreillettes multi-positions (oreillettes longues en option). Accoudoirs réglables en hauteur, en largeur et amovibles. Appui-bras réglable en profondeur. Assise réglable en profondeur sur 9 cm. Longueur de chassis ajustable selon la profondeur d'assise. Ajustement de la largeur entre repose-jambes en fonction de la largeur d'assise.

Fauteuil roulant confort Relax à assise inclinable et réglable



Appui-tête anatomique réglable et amovible.

Largeurs d'assise :
3 largeurs de 37 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg
Poids à partir de 34 Kg

Fauteuil pliant assise et dossier inclinables par vérin pneumatique

Enfin un fauteuil multi-fonction qui vous donne une vraie sensation de bien-être. Son assise réglable en angle et en profondeur, ses repose-jambes avec palettes articulées et ses accoudoirs larges permettent à l'utilisateur du Relax un maintien et une position d'assise individualisés. Assise rigide. Coussins d'assise et de dossier Confort anatomique, avec revêtement de type Dartex. Appui-tête en 3 parties, réglable latéralement, en hauteur, en profondeur, et en inclinaison. Hauteur sol/siège 47 cm en standard ou 41 cm en option. Repose-jambes articulés, réglables en inclinaison, avec palettes réglables en angle. La profondeur d'assise est réglable de 38 cm à 50 cm.

Fauteuil roulant Réa Clématis plus à assise inclinable



3 largeurs d'assise :
39-44-49 cm
Profondeur d'assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids à partir de 30 Kg



Fauteuil pliant, châssis en acier coloris argent. Excellent confort, qualité et élégance qualifient le fauteuil pliant Réa Clématis plus équipé d'une inclinaison d'assise et de dossier assistée par vérins pneumatiques. Le positionnement qu'offre le Clématis procurera à l'utilisateur une réelle sensation de confort. Coussin d'assise bidensité et coussin de dossier anatomiques et amovibles. Gouttières droite et gauche. Nouveau dossier rembourré.

Sièges coquilles

Fauteuil coquille coquelicot avec tablette, repose-jambes et coussin anti-escarres intégré



Nouveau fauteuil grand confort réglable en hauteur et profondeur, usage mixte intérieur/extérieur. Pour les personnes peu mobiles, le fauteuil coquelicot doté d'une assise inclinable et réglable en profondeur, permet le positionnement optimal de chaque utilisateur, et favorise ainsi la prévention des escarres.

Il s'adapte au risque d'escarre du résident en étant doté d'une assise en mousse viscoélastique et est plus confortable encore avec son dossier et son cale tête garnis de mousse viscoélastique ; un relèvement facilement escamotable facilite le transfert.

- Equipé de 2 roues de 300 mm à l'arrière et de 2 roues avant pivotantes
- Pour les transferts, les palettes repose-pieds viennent en contact avec le sol pour éviter tout risque de basculement, ou sont escamotées.

L'assise est inclinable jusqu'à -30° pour un maintien et un confort optimal.

3 coloris : Bleu, rouge ou chocolat

Largeur d'assise entre accoudoirs : T1 : 42 cm - T2 : 45 cm - T3 : 48 cm

Fauteuil Elysee avec tablette et relève-jambes indépendant



Dimension hors tout réduite (ex. : T2 = 65 cm)

Nouveau fauteuil avec repose-jambes indépendant réglable. Fauteuil coquille à usage mixte : intérieur et extérieur. Dispositif de freinage centralisé des roues arrière et inclinaison relié à la main sans effort pour l'accompagnant.

Assise rectangulaire. Adaptée pour coussin anti-escarres. Dispositif de ceinture ventrale utilisable seule ou combinable au hamais et amovible. Relève-jambes réglable, indépendant et palette amovible. Coques disponibles en 15 tailles et revêtement 3 couleurs (bleu, rouge, vert). Dimensions hors tout réduites pour faciliter le passage des portes.

Hauteur d'accoudoirs prenant en compte l'accès aux tables de repas.

Largeur d'assise entre accoudoirs : T1 39 cm, T2 44 cm, T3 50 cm.

5 coloris : bleu, rouge, vert, rose, et microfibre chocolat.

Existe aussi avec petites roues.

Fauteuil coquille Vendome



NOUVEAU

Nouveau fauteuil pensé pour la personne âgée au domicile. livré sur Kit patins (roulettes offertes).

3 tailles : T1, T2, T3. Microfibres. Coloris : chocolat et vieux rose.

Fauteuil coquille Vendome automatique



Caches amovibles

NOUVEAU

Nouveau fauteuil pensé spécialement pour la personne âgée seule au domicile. Il lui permet de conserver totalement son autonomie en s'inclinant et se relevant seule de son fauteuil. Microfibres (aspect velours sur support imperméable) roulettes intégrées. 2 Coloris : chocolat et vieux rose.

Fauteuils roulants électriques

Fauteuil roulant pliant RUMBA pour intérieur et extérieur



Largeurs d'assise :
réglable de 42 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg
Poids à partir de 69 Kg

Fauteril électronique compact avec assise réglable en largeur et coussin mousse. Toile de dossier réglable en tension. Dossier inclinable 30°. commande escamotable programmable, roulette anti-bascule, double bac. batteries à connexions rapides facilement démontable et pliable. Coloris bleu, rouge ou argent.

Fauteuil roulant pliant TERRA pour intérieur et extérieur



Largeurs d'assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg
Poids à partir de 79 Kg

NOUVEAU

Fauteril pouvant également être utilisé en extérieur avec éclairage avant et arrière par leds et clignotants. Très compact et design. Il s'adapte aux besoins de l'utilisateur réglage de la profondeur de l'inclinaison du siège et du dossier et des repose-pieds. coloris : argent. largeur hors tout 59 cm

Fauteuil roulant électrique Samba



Largeur d'assise : de 30 à 50 cm
Poids maxi utilisateur : 120Kg
Poids du fauteuil : 75 Kg

Fauteril électrique d'intérieur et d'extérieur (6 km/h).
2 moteurs de 180 W chacun

(garantis 2 ans). Batteries 52 Ah avec une autonomie jusqu'à 44 Km/h.

3 largeurs d'assise ajustable : de 30 à 45 cm et de 40 à 50 cm. 5 profondeurs d'assise : de 38 à 48 cm. 5 hauteurs d'assise : de 45 à 51 cm. Inclinaison d'assise : de -5° à +20°. Inclinaison de dossier : de -10° à +30°. Existe en 3 coloris : argent, violet, métal, rouge métal.

Fauteuil roulant SALSA pour intérieur et extérieur



Largeurs d'assise :
réglable de 41 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg
Poids à partir de 99 Kg

Fauteril équipé d'une assise ajustable à toutes les tailles avec possibilité version moulée avec cale-tronc.

Option Lift à 30 cm.

Deux motorisations : 6 km/h et 10 km/h

Largeur hors tout à partir de 59 cm. Coloris argent.

Gobelet transparent



Gobelet transparent avec 1 couvercle anti-renversement et 1 couvercle verseur 300 ml



Conçu pour les personnes alitées. Ne fuit pas même renversé. Gradué, contient 250 ml.

Verre à malade et verre d'alité



Gobelets 2 anses




Avec poignées ergonomiques et couvercle pipette. Peut passer au lave-vaisselle et au micro-ondes (maxi 110°). Contenance 300 ml.

Bavoir réutilisable PVC



PVC imperméable recouvert de tissu écossais 100% coton. Fermeture par pressions (2 réglages possibles de tour du cou). Lavable en machine à 60° C. Dim : 85 x 45 cm

Rebord d'assiette



Léger et flexible en polyéthylène, s'adapte sur n'importe quelle assiette plate.

Jeu de 4 couverts droits existe en forme coudée



Couverts pliables



Ces couverts, vendus à l'unité, sont munis d'un manche ergonomique confortable et d'une partie flexible permettant le réglage de l'angle de la partie utile. Longueur : 25 cm. Poids : 80 g.

Fourchette pliable –

Cuillère pliable –

Loupe de travail



Loupe de travail suspendue à un cordon réglable, très légère.

Loupe éclairante à grossissement



Loupe éclairante à grossissement X 2,75 pour une lecture facile.

Bavoirs avec poche de recueil Broyeur de comprimés



Bavoirs jetables en non-tissé avec une face plastifiée et une face papier pour absorber les liquides. Long. 50 cm et 70 cm. Par boîte de 100.



Tournez simplement le gros écrou pour transformer en poudre les comprimés pouvant être stockés dans un petit réceptacle. Ø 5,5 cm – Poids : 70 g.

Coupe comprimés




Permet de casser les comprimés en 2 parties et de les stocker. Taille : 8,3 x 3,3 x 2,5 cm – Poids : 33 g.

Boîte à dentier




Un petit panier qui facilite le rangement de l'appareil dentaire.

Pilulier de poche




Contient 7 compartiments amovibles pour chaque jour de la semaine.

Pilulier hebdomadaire



Coupe-écrase comprimé



3 en 1 : il coupe en toute sécurité et réduit en fine poudre vos comprimés en un tour de main. Contient également un compartiment de stockage. L'ustensile de poche pratique, malin et fonctionnel pour faciliter l'administration des médicaments d'un traitement médical.

Tables de lits et divers

Plateau de lit 3 positions



Tablette multi-usages avec un piètement pliable pour un usage au lit ou dans un fauteuil. Plateau réglable.

Appui-dos



Inclinaison réglable de 25 à 75°. Il permet d'être confortablement assis pour lire ou déjeuner au lit.

Largeur : 65 cm. Poids maximum supporté : 100 kg.

Accessoires de lit

Arceau de lit

Idéal pour éviter de supporter le poids des draps et des couvertures sur les jambes.

Hauteur : 33 cm.

Largeur : de 50 à 64 cm.

Profondeur : 34 cm.



Table de lit ISIS



Robuste et maniable. Hauteur et inclinaison du plateau réglables (lecture, écriture, repas).
Plateau à rebords pour éviter la chute des objets.

Table de lit réglable toutes positions



Table de lit réglable toutes positions
Table de lit à hauteur et inclinaison variables. Coloris blanc et ronce de noyer. Plateau à rebords.
Dimension : 60 x 40 cm
Existe en plateau de 80 x 40 cm et avec tablette adaptable (représente)

Table de lit Evilence



Table de lit – 2 plateaux indépendants. Hauteur variable assistée de 76 à 115 cm. Plateau inclinable 5 positions. L92 x H 76 à 115 x P 48 cm.
Existe aussi en 1 plateau

Table de lit Liftis



Hauteur variable assistée, permet de passer d'une hauteur de plateau à une autre avec un minimum d'effort.
4 roulettes dont deux avec frein.

Table de lit avec plateau moulé ABS, hauteur variable vérin à gaz



Hauteur variable assistée de 79 à 106 cm.
Grand plateau inclinable et réglable avec barrette anti glisse : 40 x 50 cm.
4 roulettes ø 50 mm.
Petit plateau fixe : 49 x 26 cm.
Dimension hors tout : 99 x 51 cm.
Existe aussi en 1 plateau inclinable.

Fauteuils de repos

Fauteuil de repos + repose-jambes

Fauteuil de repos à dossier inclinable à 45°, avec repose-jambes à allongement automatique et accoudoirs réglables en hauteur. Disponible en 8 coloris (scaï) et 2 couleurs (tissu)



Fauteuil de repos manuel Relax bois et fauteuil de repos releveur électrique

- Largeur d'assise : 54 cm
- Largeur hors tout : 78 cm
- Poids total du fauteuil : 58 kg
- Poids maximum supporté : 180 kg
- 2 coloris : Chocolat ou bleu.



Fauteuil releveur électrique



Ce fauteuil manuel à 3 positions avec boiserie apparente et manchettes rembourrées sur accoudoirs. S'incline par simple pression des bras et des épaules. Dimensions : hauteur 100 cm, largeur d'assise 56 cm, profondeur d'assise 48 cm, largeur hors tout : 69 cm. Coloris velours : rouge, orange, marron.



Moins de
1,70 m
Max. **135 kg**

Sur roulettes accoudoirs escamotables.

Fauteuils releveurs

Fauteuil releveur confort premium



Moins de
1,70 m
Max. **147 kg**

Fauteuil releveur Confort premium 3 positions. Le premier prix avec la fonction releveur, continuité de l'assise et du repose-jambes. Le fauteuil le moins encombrant, 74 cm de largeur hors tout. Une hauteur et une profondeur d'assise facilitant l'accès des personnes de taille moyenne (moins de 1,70 m). Existe en version bi-moteurs. Inclinaison maxi du dossier 140°. Ecartement du mur 43 cm. Dimension : hauteur : 103 cm, largeur d'assise : 53 cm, profondeur d'assise : 51 cm, largeur hors tout : 80 cm. Coloris : beige, rouge, vert, soft Moka, chocolat.

Fauteuil releveur confort plus



1,60 m à
1,75 m
Max. **147 kg**

Continuité de l'assise avec le repose-jambes pour un plus grand confort. Le meilleur rapport confort/prix.

Le plus grand choix de coloris (plus de 10 références).

Position quasi horizontale.

Dessin du dossier offrant un excellent maintien lombaire.

Fauteuil destiné à des personnes mesurant entre 1,60 et 1,75 m.

Inclinaison maxi du dossier quasi horizontale : 156°.

Ecartement du mur : 66 cm

Dimensions : hauteur : 107 cm, largeur d'assise : 53 cm, profondeur d'assise : 53 cm, largeur hors tout : 82 cm.

TENA LADY



Serviettes spécifiques. Invisibles et anatomiques, elles permettent d'oublier les fuites urinaires légères. Fixation par adhésifs. Grande vitesse d'adaptation. Discret et confort. Disponible en 4 absorptions :

- Tena Lady mini, carton de 10 paquets
- Tena Lady normal, carton de 6 paquets
- Tena Lady extra, carton de 6 paquets
- Tena Lady super, carton de 6 paquets

TENA COMFORT et TENA FOR MEN



Protections masculines pour fuites urinaires légères. Très discrètes, elles passent inaperçues sous un pantalon. Disponible en 2 absorptions avec godet intégral. Tena for Men Level 1 et Level 2. Carton de 6 paquets - Tena Comfort. La solution anti-fuites discrète et efficace pour l'incontinence moyenne à forte. Forme anatomique.

- Tena Comfort normal le carton de 2 paquets -
- Tena Comfort plus le carton de 2 paquets -
- Tena Comfort extra le carton de 2 paquets -
- Tena Comfort super le carton de 2 paquets -
- Tena Comfort maxi le carton de 2 paquets -

TENA PANTS



Culottes absorbantes jetables pour personnes actives et mobiles. Elles allient confort et esthétique grâce à l'enveloppe extérieure d'aspect textile qui laisse la peau respirer. Pratiques, elles s'enfilent et se retirent comme un sous-vêtement classique en déchirant les côtés. Double sécurité anti-fuites et confort maximal. Convient aux hommes et aux femmes.

- Tena Pants plus médium, le carton de 4 paquets -
- Tena Pants plus large, le carton de 4 paquets -
- Tena Pants super médium, le carton de 4 paquets -
- Tena Pants super large, le carton de 4 paquets -

TENA FLEX



Ils offrent toutes les qualités réunies d'un change complet et d'une protection anatomique. Se pose en 3 gestes simples : enrouler la ceinture, mettre la protection en la passant à l'entre-jambes et la fixer sur le devant.

- Tena Expert Flex plus médium, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex plus large, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex super médium, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex super large, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex maxi médium, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex maxi large, le carton de 3 paquets -

TENA SLIP



Changes complets ultra absorbants jour et nuit pour personnes à mobilité réduite présentant une incontinence modérée à très forte. Avec une bande de confort et un double matelas, et grâce aux barrières anti-fuites, ils assurent une protection maximale.

- Tena Slip plus médium, le carton de 3 sacs de 30 -
- Tena Slip plus large, le carton de 3 sacs de 30 -
- Tena Slip super médium, le carton de 3 sacs de 28 -
- Tena Slip super large, le carton de 3 sacs de 28 -
- Tena Slip maxi médium, le carton de 3 sacs de 24 -
- Tena Slip maxi large, le carton de 3 sacs de 24 -

Alèse TENA BED



Ces alèses jetables douces et confortables sont composées d'une face cellulosique et d'une face plastifiée imperméable qui protègent literie et fauteuil.

- Tena Bed plus 60 x 60 cm - 75 g, le carton de 4 paquets de 20 alèses -
- Tena Bed plus 60 x 90 cm - 115 g, le carton de 4 paquets de 30 alèses -
- Tena Bed plus 85 x 160 cm, le carton de 3 paquets de 25 alèses -

Alèse de lit



Alèse de lit ou fauteuil triple épaisseur, lavable plus de 250 fois. Plusieurs dimensions. Absorbe jusqu'à 2 litres de liquides.